

Katalog sprzętu



Ośrodek Wsparcia i Testów w Krakowie

Kontakt:

Email: owit@aktywizuj.pl | Telefon: +48 793 279 253

Adresy:

Punkt stacjonarny

al. Focha 40, 30-119 Kraków
(budynek Hali 100-lecia Cracovii)

Punkt stacjonarny

ul. Odrzańska 13/2, 30-408 Kraków
(Centrum Rehabilitacji „Znowu w Biegu”)

Spis treści

TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU WZROKU	5
ZOOMTEXT MAGNIFIER WITH SPEECH.....	6
ZOOMTEXT MAGNIFIER NO SPEECH	6
BLINDSHELL CLASSIC.....	7
VICTOR READER STREAM	8
CZYTAK PLUS.....	9
ZOOMAX LUNA 6.....	10
ZOOMAX LUNA S.....	11
CLOVER 5	12
READIT SCHOLAR HD.....	13
MIRACLE PULCHRA ES	14
MIRACLE EXIGO	15
ESCHENBACH MOBILUX DIGITAL INSPECTION	16
MIRACLE SPIDER	17
SUPERNova POWIĘKSZAJĄCA I SCREEN READER.....	18
BRAILLENOTE TOUCH PLUS.....	19
B.NOTE LIGHT 40	20
BBREK.....	21
BRAILLEPEN 14	22
ORCAM MYEYE 2.0	23
ORCAM READ.....	24
KEYS-U-SEE	25
MOUNTBATTEN BRAILLER TUTOR	26
INDEX EVEREST-D V5.....	27
BRAILLIANT BI 40X	28
NVDA (NonVisual Desktop Access).....	29
BE MY EYES.....	30
COLOR-STAR	31
DUXBURY BRAILLE TRANSLATOR	32
SMARTVISION.....	33
EULER 2.0.....	34
CRICKET.....	35
SOLIS - MÓWIĄCY TERMOMETR WEWNĘTRZNY / ZEWNĘTRZNY.....	36
ZEGAREK MÓWIĄCY.....	37
VERNUM – MÓWIĄCA WAGA ŁAZIENKOWA	38
SYGNALIZATOR WRZENIA.....	39
CIŚNIENIOMIERZ MÓWIĄCY	40
MÓWIĄCY TERMOMETR DO CIAŁA.....	41
STELLARTREK.....	42
CLOVER 7S.....	43
EXPLORE 5	44
LUPA ELEKTRONICZNA ESCHENBACH SMARTLUX® DIGITAL INSPECTION	45
LUPA ELEKTRONICZNA ESCHENBACH VISOLUX® DIGITAL FHD	46
LUPA ELEKTRONICZNA FREEDOM SCIENTIFIC RUBY UNIVERSAL.....	47
LUPA ESCHENBACH MOBILUX LED	48
LUPA ELEKTRONICZNA OPTECLEC COMPACT	49
NAKŁADKI ASENSYS ESCHENBACH CLIP-ON (450, 511, 527, 550)	50

OKULARY KRAWĘDZIOWE ASENSYS ESCHENBACH (450, 511, 527, 550)	51
TELEFON METAPO BLINDSHIELD CLASSIC 3.....	52
URZĄDZENIE LEKTORSKIE KOB VISION EASYREADER II	53
POWIĘKSZALNIK ESCHENBACH VARIOLED+	54
POWIĘKSZALNIK ESCHENBACH VARIO DIGITAL	55
TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU SŁUCHU	56
PRZENOŚNA PĘTLA INDUKCYJNA	57
ZEGAR ALARMOWY PRO Z PODUSZKĄ WIBRACYJNĄ BE.....	58
PODUSZKA WIBRACYJNA / BUDZIK BLUETOOTH BELLMAN & SYMFON VIBIO BE 1221	59
ODBIORNIK W FORMIE ZEGARKA BELLMAN & SYMFON VISIT BE 8102	60
OSUSZACZ CEDIS e150.DUS	61
ADAPTER TV 3.0.....	62
STETOKLIP	63
ODBIORNIK ROGER NECKLOOP	64
OTICON CONNECTCLIP	65
STREAMER PRO CONNECTLINE OTICON.....	66
ROGER SELECT	67
PHONAK TV CONNECTOR.....	68
EduMIC	69
PHONAK ROGER ON	70
OTOSKOP ŚWIATŁOWODOWY GIMALUX.....	71
TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU MOWY	72
MÓWIK.....	73
ZESTAW MÓWIK 2 + TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE 8,7" Z ETUI.....	74
SYSTEM SENSOR.....	75
SYSTEM C-EYE	77
INTELLIGAZE	78
EYE TRACKER TOBII	79
TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU	80
HEADMOUSE NANO	81
KINKA GAMES	82
MYSZ ADAPTOWANA	83
BJOY BUTTON.....	84
BJOY STICK A	85
JOYSTICK OPTIMAX.....	86
PCEYE.....	87
GLASSOUSE ORAZ GLASSOUSE BITE SWITCH.....	88
EYE TRACKER TOBII	89
OPROGRAMOWANIA I APLIKACJE.....	90
MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	91
ABBYY FINEREADER PDF CORPORATE	92
ONESTEP READER MULTI	93
BOARDMAKER 7.....	94
GRID FOR IPAD.....	95
GRID 3.....	96
GoTALK® NOW	97
COMMUNICATOR 5	98
BOARDMAKER & SPEAKING DYNAMICALLY PRO	99

LOOK TO LEARN	100
LOOK TO LEARN: SCENES AND SOUNDS.....	101
INCLUSIVE EYE GAZE LEARNING CURVE.....	102
SWIFTY	103
TAPIO – INTERFEJS DO iPADA I iPHONE’A.....	104
SPRZĘT KOMPUTEROWY I AKCESORIA.....	105
EPSON EcoTANK L4260	106
APPLE WATCH SE 2 GEN. 44MM.....	107
SAMSUNG GALAXY WATCH 4 44MM	108
TP-LINK TL-MR100	109
LOGITECH C920.....	110
LOGITECH G PRO GAMING HEADSET	111
DJI POCKET 2 (OSMO POCKET 2).....	112
LOGITECH BRIO 4K STREAM EDITION	113
PHILIPS TAA6606.....	114
APPLE AIRPODS PRO (2 GENERACJI)	115
WIDEODOMOFON 7" LEGRAND BTICINO CLASSE 300X13E SMART z Wi-Fi i RFID.....	116
DRUKARKA TACTPLUS	117
WYGRZEWARKA PIAF.....	118
ZEGAREK BRADLEY MESH ROSE GOLD.....	119
ZEGAREK BRADLEY MESH BLACK.....	120
SUNU BAND	121
TEMPUS - DAMSKI ZEGAREK MÓWIĄCY	122
TEMPUS - MĘSKI ZEGAREK MÓWIĄCY	123
APPLE iPHONE 12.....	124
APPLE iPHONE 13 MINI	125
APPLE iPad Air 2022 10,9"	126
SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G.....	127
APPLE MACBOOK AIR M1.....	128
ACER TRAVELMATE VERO	129
ACER TRAVELMATE P2 14.....	130
ACER ASPIRE 15.....	131
SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE.....	132
ZESTAW BABY CRY z ZEGAREM ALARMOWYM VISIT PRO.....	133
ZESTAW POWIADAMIANIA O OTWORZENIU DRZWI/OKNA.....	134
TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI UKŁADU ODDECHOWEGO	135
KONCENTRATOR TLENU EVERFlo PHILIPS RESPIRONICS	136

TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU WZROKU



ZoomText Magnifier with speech

Opis

Jest to innowacyjny program do powiększania i odczytywania treści z ekranu komputera dla osób niewidzących i słabowidzących. Pozwala na swobodną obsługę dowolnego komputera. Urządzenie jest dopasowane do potrzeb użytkownika, który może dowolnie powiększyć dany obszar, jak również pozwolić na jego odczytanie na głos.

ZoomText Magnifier no speech

Opis

Jest to nowoczesny program do powiększania treści z ekranu komputera, dedykowany osobom niewidzącym i niedowidzącym. Aplikacja nadaje się do użytkowania, zarówno przez dzieci, jak i przez osoby dorosłe. Pozwala na bezstresową obsługę każdego komputera PC lub laptopa.

Instrukcja obsługi



Blindshell Classic

Opis

To w pełni udźwiękowiony, klawiszowy telefon komórkowy LTE, zaprojektowany z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących oraz o seniorach. Telefon jest obsługiwany przy pomocy fizycznej klawiatury lub poleceń głosowych. Informacje zwrotne są przekazywane za pomocą wbudowanej mowy syntetycznej oraz sygnałów wibracyjnych i akustycznych. Telefon przypadnie do gustu tym, którzy preferują prostą, intuicyjną, klasyczną obsługę przy pomocy dobrze wyczuwalnych klawiszy. Są one duże i ergonomicznie rozmieszczone, odstępy między nimi ułatwiają szybkie rozpoznanie klawiatury, dzięki czemu można precyzyjnie trafiać na właściwe klawisze unikając błędów. Telefon można obsługiwać poleceniami głosowymi. W ten sposób nawiązuje się połączenia, odbiera i kończy rozmowy telefoniczne, uruchamia aplikacje, sprawdza prognozę pogody, odczytuje swoją lokalizację, adres i pozycję GPS, a także dyktuje i wysyła wiadomości SMS oraz maile, tworzy terminy spotkań lub notatki.

Instrukcja obsługi



Victor Reader Stream

Opis

Najnowsza wersja urządzenia Victor Reader Stream firmy Humanware zapewnia dostęp do najnowocześniejszych mediów, posiada więcej funkcji niż dotychczas, a wszystko to w zgrabniejszej obudowie. Dzięki temu Stream jest bezkonkurencyjny w porównaniu z innymi odtwarzaczami cyfrowej książki mówionej. Umożliwia dostęp do radia internetowego, ponad 36 000 stacji międzynarodowych. Stacje można wyszukiwać po nazwie lub po gatunku, można je dodawać do ulubionych, po czym szybko przywoływać za pomocą klawisza „Zakładka”. Możliwy jest bezpośredni dostęp do narzędzi takich jak Wikipedia, słowniki, narzędzi zapewniających uczniom, nauczycielom i specjalistom dostęp do świata wiedzy. Nawigacja po artykułach odbywa się w taki sam, znany i wygodny sposób jak po książkach DAISY. Dostęp do zasobów możliwy jest bezprzewodowo przez Wi-Fi. Nadal możliwe jest odtwarzanie plików DAISY, książek MP3, muzyki oraz plików w wielu formatach z karty SD lub pamięci USB.

Dobrze znana nawigacja po zbiorach książek w Victorze Reader jest wciąż jedną z najprostszych dostępnych na rynku, a dzięki funkcjom Wi-Fi aktualizacja oprogramowania oraz dodawanie nowych funkcji jest bardzo proste. Ulepszony głos Acapella brzmi bardziej naturalnie niż kiedykolwiek wcześniej. Oprogramowanie Humanware Companion zostało wzbogacone o nowe funkcje.

Samo urządzenie wyposażone jest w Wi-Fi, baterię wystarczającą na 12 godzin pracy, jeszcze lepszy głośnik, poprawioną jakość nagrywania, szybsze USB, zegar i dużo więcej. Wszystko to mieści się w ergonomicznym, ważącym mniej niż 110 g urządzeniu o dużym kontraście z taką samą wypukłą klawiaturą.

Instrukcja obsługi ANG



Czytak Plus

Opis

To zaawansowane przenośne urządzenie do odczytu ebooków i dokumentów tekstowych mową syntetyczną oraz do odtwarzania audiobooków i muzyki z plików multimedialnych. Odczytuje dokumenty tekstowe txt, html, epub, docx i pdf za pomocą wysokiej jakości mowy syntetycznej Ivona. Odtwarza audiobooki i muzykę zapisaną na karcie pamięci w mp3, ogg lub wav oraz książki w Daisy i w formacie Czytaka. Posiada dyktafon, radio FM i mówiący zegarek. Pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Wyposażony jest w nowoczesny procesor ARM Cortex A5. Dzięki temu możliwy jest jego stały rozwój i wprowadzanie nowych funkcji i aplikacji. Czytak Plus jest przenośny i wygodny w obsłudze, ma wbudowany dobrze brzmiący głośnik i wygodną klawiaturę. Czytak Plus został zaprojektowany i jest produkowany w Polsce, jest stale rozwijany i aktualizowany. Dzięki nowej, ergonomicznej obudowie, wbudowanemu głośnikowi wysokiej jakości i pełnemu udźwiękowieniu Czytak Plus jest jeszcze prostszy w obsłudze i wygodniejszy w użytkowaniu.

Instrukcja obsługi



Zoomax Luna 6

Opis

Luna HD 6 to lekka i poręczna lupa elektroniczna, która umożliwia czytanie osobom słabowidzącym. Zapewnia wysoką jakość obrazu w powiększeniu od 2,5 do 19 razy. Urządzenie wyposażone jest w duże i wygodne przyciski, dzięki którym korzystanie z niego jest proste i intuicyjne. Dodatkową funkcjonalnością jest wbudowana składana rączka, dzięki której korzystanie z lupy jest jeszcze wygodniejsze. Funkcja zatrzymania obrazu pozwala na dokładne obejrzenie zdjęcia. Możliwe jest również dobranie optymalnego trybu wyświetlania spośród 11 wersji kolorystycznych. Na uwagę zasługuje także bezprzewodowa ładowarka.

Instrukcja obsługi



Zoomax Luna S

Opis

Przenośna lupa elektroniczna Luna S dostarcza najbardziej zaawansowaną technologię obrazu, dzięki czemu otrzymujemy ostry obraz nawet przy najmniejszym powiększeniu. Luna S została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, dlatego jest prosta w obsłudze i posiada duże, wygodne i intuicyjne przyciski.

Kompaktowa i niewielka konstrukcja urządzenia jest idealna do obsługi jedną ręką. Można umieścić lupę w kieszeni, torbie lub zabrać ze sobą np. do biura czy sklepu. Jest lekka jak telefon komórkowy. Zapewnia zarówno podstawowe funkcje lupy elektronicznej (tj. możliwość 19-krotnego powiększenia, 10 kolorów o wysokim kontraście itp.) jak i zaawansowane funkcje np. radio FM i sterowanie głosowe (nieдоступne w języku polskim). Za pomocą Luna S możesz czytać i pisać w podróży lub w domu.

Instrukcja obsługi



Clover 5

Opis

Clover 5 to wygodna w obsłudze, kompaktowa, przenośna lupa elektroniczna z 5-calowym, panoramicznym ekranem. Posiada zdolność powiększenia od 4 do 20 lub od 3 do 30 razy, w zależności od trybu pracy. Została wyposażona m.in. w centralnie położoną kamerę, w dwa wygodne przyciski służące do dwukierunkowej zmiany trybów koloru, w system automatycznego zapisywania w pamięci ostatnich ustawień, w oświetlenie LED chroniące wzrok, w funkcję zamrażania obrazu, a także w sygnał dźwiękowy w czasie włączania i wyłączania oraz w wytrzymałą baterię. Ekran w tym modelu powiększono kosztem ramki, która jest węższa, co sprawia, że wygląd Clover 5 zyskuje walor lekkości. Na każdym etapie pracy z lupą możliwy jest szybki i wygodny powrót do trybu True Color.

Film instruktażowy



Readit Scholar HD

Opis

To zupełnie wyjątkowa, kompaktowa, lekka kamera o bardzo wysokiej rozdzielczości. W połączeniu z unikalnym oprogramowaniem Readit, umożliwia błyskawiczny dostęp do dokumentów przedstawiając je w postaci powiększonego obrazu lub odczytując ich treść mową syntetyczną. Czytanie oddalonych napisów czy slajdów jest teraz bardzo łatwe.

Jest to idealna propozycja dla osób o słabym wzroku, które chcą mieć łatwy dostęp zarówno do dokumentów znajdujących się blisko, jak i daleko. Szczególnie polecany studentom i osobom aktywnym uczestniczącym w wykładach czy prelekcjach i również tym, którym słaby wzrok utrudnia czytanie gazet. Możliwość odczytu głosem syntetycznym oddalonych dokumentów stanowi o unikalności rozwiązania. Dostęp np. do treści slajdów jest szczególnie pomocny w szkole, czy na uczelni. Powiększalnik ten w odróżnieniu od innych rozwiązań pozwala na przetwarzanie dokumentów o rozmiarze A3. Zapamiętując cały obraz w ciągu kilku sekund przeprowadza jego analizę i umożliwia czytanie. Z Readit Scholar HD przeglądanie gazety nie stanowi już problemu, gdyż cała jej strona może być w całości za jednym razem przetworzona.



Miracle Pulchra Es

Opis


Powiększalnik stacjonarny z mobilnym ramieniem i ekranem dotykowym. Powiększalnik przeznaczony dla dzieci słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które ze względu na ograniczenia ruchowe, spastyczność, porażenia nie są w stanie obsługiwać tradycyjnego powiększalnika. Pulchra ES jest wyposażony w ruchome ramię, na którym jest zamontowany monitor o 22" matrycy. Ramię jest ruchome we wszystkich płaszczyznach, co pozwala dostosować położenie monitora do potrzeb użytkownika, a nie odwrotnie ustawianie użytkownika do monitora (często bywa to niemożliwe). Osoby z upośledzeniem kończyn górnych mają problem z samodzielnym dostosowaniem takich parametrów jak wielkość powiększenia, „fałszywe kolory”, obszar widoczności. Opcjonalnie powiększalnik może być wyposażony w manipulatory przystosowane do obsługi przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.



Miracle Exigo

Opis

Exigo to przenośny powiększalnik z dwoma ekranami. Szczególnie przydatny dla niedowidzących uczniów i studentów. Jest to jedyny powiększalnik umożliwiający równoczesne śledzenie tablicy i podręcznika lub zeszytu. Komfort i szybkość pracy zapewniają dwie kamery z 10,5-calowymi wyświetlaczami tabletów Samsung. Jedna z kamer przeznaczona jest do blizy, druga do dali. Nie ma potrzeby przełączania się pomiędzy poszczególnymi trybami. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownik nie traci czasu na ciągłe przestawianie kamery i odszukiwanie miejsca, w którym się znajdował. Szeroki zakres regulacji kąta ustawienia ekranów, a co za tym idzie ich wysokości, zapewnia komfort pracy użytkownikom o różnym wzroście. Z odległości 8 metrów można odczytać treść wizytówki, a w sali czy auli, z odległości około 20 metrów można przeczytać tekst znajdujący się na tablicy lub wyświetlany z rzutnika. Zarówno w wersji do blizy, jak i do dali, dzięki aplikacji MIRAcle istnieje możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika wielkości czcionki, fałszywych kolorów, koloru i grubości linii pomocniczej, zawężenia obszaru widoczności, koloru i ilości ikon wyświetlanych na ekranie. Aplikacja udostępnia ponadto funkcję zamrażania i automatycznego zapisywania obrazu w pamięci powiększalnika. Exigo posiada wbudowany OCR i funkcję czytania głosem syntetycznym. Dzięki funkcjonalności MiraText możliwe jest przenoszenie rozpoznanego tekstu wprost na ekran komputera.



Eschenbach mobilux DIGITAL Inspection

Opis

Lupa Eschenbach Mobilux Digital Inspection ma dwa formaty pomiarowe: za pomocą siatki z podziałką lub regulowanych tabel lub szablonów w formacie kwadratowym, prostokątnym lub okrągłym do różnych zastosowań pomiarowych. Posiada 4,3-calowy ekran dotykowy HD z wyświetlaczem TFT LCD, jasne oświetlenie LED i zintegrowane oprogramowanie pomiarowe. Posiada możliwość powiększenia od 4x do 15x ze średnimi mocami 5x, 6x, 8x, 10x i 12x oraz zawiera datę i czas.

Cyfrowa inspekcja Mobilux® posiada funkcję automatycznego wyłączenia po 5 minutach nieużywania w celu oszczędzania baterii. Dzięki 5 trybom kontrastu możesz dostosować kolory tekstu i tła do swoich indywidualnych potrzeb.



Miracle Spider

Opis

Pozwala na 10x powiększenie, zapewnia komfort pracy nawet z najmniejszą czcionką. Użytkownik ma możliwość dopasowania parametrów do swoich potrzeb, takich jak: wielkość powiększenia, jasność, kontrast, fałszywe kolory, obszar widoczności, linia ułatwiająca czytanie. Urządzenie jest niezwykle lekkie, waży zaledwie 1,6 kg. 10" wyświetlacz z zamontowaną optyką Pearl Lens i technologia MiraSlide zapewniają łatwe utrzymanie się w czytanej treści. Intuicyjne menu pozwala na ustawienie niestandardowych ustawień, niedostępnych w innych urządzeniach: definiowanie własnych układów fałszywych kolorów, różnych grubości i kolorów linii pomocniczych, obszarów widoczności. Wszystkie ustawienia regulowane są płynnie, a nie skokowo. Urządzenie zapamiętuje zdefiniowane ustawienia. Aplikacja wykorzystuje chmurę, zrzuty ekranu automatycznie są dostępne na innych urządzeniach użytkownika. Powiększalnik posiada funkcje ułatwiające osobom słabowidzącym korzystanie z urządzenia m.in. powiększenie oraz udźwiękowienie.



SuperNova Powiększająca i Screen Reader

Opis

To program powiększający, udźwiękowiający i ubrajlawiający środowisko Windows. Dzięki swojej bogatej funkcjonalności jest jedynym programem dostosowanym zarówno do potrzeb osób słabowidzących jak i niewidomych.

Program dostępny jest w dwóch wersjach: tradycyjnej, instalowanej z nośnika CD lub pobieranej za pomocą dostarczonego linku i aktywowanej kluczem przez Internet.

Funkcje powiększenia i udźwiękowienia:

- sterowanie kolorem, kontrastem i jasnością,
- aplikacja DocReader pozwala na utworzenie własnego środowiska do czytania tekstu z dokumentów, stron internetowych i innych źródeł,
- pełne udźwiękowanie systemu operacyjnego Windows,
- czyta ikony i etykiety elementów graficznych w Internecie oraz ogłasza informacje na temat kroju i stylu czcionki,
- czyta podczas pisania znaki, słowa lub jedno i drugie,
- w zestawie syntezy mowy Vocalizer Expressive z głosami polskimi i angielskim
- Funkcje ubrajlowania:
 - szybka i funkcjonalna obsługa Braille'a,
 - do wyboru komputerowy lub literacki zapis Braille'a,
 - obsługuje szeroki wachlarz monitorów brajlowskich i notatników,
 - programowalne skróty klawiszowe w Braille'a, przyspieszają i ułatwiają pracę,
 - pełna kontrola oznajmiania w Braille'a, – możliwość wyboru, które informacje i w jaki sposób będą wyświetlane,
 - w pełni spolszczony,
 - współpraca z systemami: MS Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1, 10,
 - obsługa tabletów i notebooków z ekranami dotykowymi z systemem MS Windows 8, 10 w zakresie funkcji powiększających

BrailleNote Touch Plus

Opis

Braille Note Touch Plus zawiera innowacyjne rozwiązanie klawiatury dotykowej, ekran, bardzo sprawne narzędzie nawigacji pierwszą literą, dodatkową sprzętową klawiaturę w etui oraz popularny system operacyjny z bogatą biblioteką aplikacji do wszystkiego. Oparty na systemie Android Oreo i oprogramowaniu KeySoft, BrailleNote Touch Plus oferuje możliwość pracy w wielu językach. Wyposażony jest w unikalny ekran dotykowy, który sprawia, że komunikacja między uczniami a nauczycielami jest w pełni interaktywna. Notatnik jest wyposażony w ultraszybki procesor, który ułatwia pisanie i wykonywanie innych zadań bez generowania zbędnego hałasu.

Nowy BrailleNote Touch to dotykowy notatnik Braille'a. Każde położenie wszystkich dziesięciu palców na ekranie powoduje kalibrację i po ułamku sekundy pocujemy wibrację urządzenia oznaczającą potwierdzenie: „tak, widzę, gdzie będziesz naciskał”. Algorytm pozwala również na przesuwanie tak ułożonych rąk należy jednak zwrócić uwagę, by nie robić tego za szybko. Na ekranie osoba widząca widzi co się dzieje w notatniku, a w razie konieczności może wyłączyć program ubrajlawiający, używając BrailleNote Touch jak zwykłego urządzenia z systemem Android.

Urządzenie zawiera system operacyjny Android w wersji Oreo i można na nim uruchamiać aplikacje Android przeznaczone dla zwykłych urządzeń (tabletów, smartphone-ów), ponieważ w urządzeniu zainstalowany jest program udźwiękowiająco-ubrajlawiający (screen reader) KeySoft. KeySoft działa doskonale z ogólnie dostępnymi aplikacjami, choć w komplecie zawiera również specjalizowane aplikacje, takie jak edytor tekstu czy manager plików.

Instrukcja obsługi



b.note Light 40

Opis

b.note light 40 jest nową wersją 40 znakowej linii brajlowskiej Esys Lite firmy Eurobraille. Pozwala czytać książki i dokumenty w dowolnym momencie. Za pośrednictwem komunikacji USB lub Bluetooth, może współpracować zarówno z komputerem PC jak i tabletem, czy smartfonem. Nowy ergonomiczny kształt został tak dopracowany, aby zapewnić użytkownikowi optymalne warunki czytania tekstów i przeglądania stron internetowych w pełnej kompatybilności ze wszystkimi programami udźwiękowiającymi (screen readerami). Aby szybciej przeglądać informacje na ekranie komputera lub innego urządzenia mobilnego oraz obsługiwać menu, b.note light 40 zostało wyposażone w wygodne przyciski (2 zestawy 4 niewielkich przycisków ułożonych na planie krzyża po obu stronach linii). Usytuowane są one w ergonomicznej pozycji, aby zapewnić jak największą wygodę podczas pracy. Dodatkową pomocą są również przyciski przywoływania kursora z funkcją podwójnego kliku, ułatwiające nawigację po wyświetlaczu.

Film instruktażowy



bBREK

Opis

To klawiatura Braille'a zaprojektowana z myślą o urządzeniach mobilnych. Współpracuje z iPhone'm, iPadem, a także z urządzeniami wyposażonymi w systemy Android i Windows Phone. Z równym powodzeniem można także używać tej niewielkiej i wygodnej klawiatury z laptopem, a nawet z komputerem stacjonarnym. Jest uniwersalna, komfortowa w użytkowaniu, jej wymiary i waga pozwalają na swobodne przenoszenie. Klawiatura została wykonana z wytrzymałego tworzywa termoplastycznego, posiada 6 klawiszy Braille'a, 2 kciukowe i klawisz spacji. Przyjemne w dotyku klawisze zapewniają komfortową pracę. Polecenia systemowe można uruchamiać z klawiatury przy pomocy skrótów klawiszowych.



BraillePen 14

Opis

BraillePen 14 w całkiem nowej stylistyce posiada 14 znakowy wyświetlacz Braille'a z unikatowymi czujnikami dotykowymi. Wzbogacony również został o tryb aplikacji z funkcjami zegarka, stopera i rozbudowanym notatnikiem. Konstrukcja oparta o bezprzewodową łączność Bluetooth® zapewnia możliwość połączenia z 5 urządzeniami mobilnymi jednocześnie. Klawisze kursora dotykowego w postaci sensorów umieszczone są nad linijką Braille'a. BraillePen 14 ma 8 punktową klawiaturę Braille'a, wyposażoną w cztery klawisze kciukowe do przewijania wyświetlanej zawartości bez konieczności odrywania palców od czytanego tekstu. Urządzenie posiada również manipulator (joystick) do nawigacji. Rozbudowana funkcja notatnika pozwala na zapisanie informacji tekstowych w pamięci wewnętrznej urządzenia i dowolną ich edycję.

Ponadto, za pomocą specjalnego oprogramowania (do pobrania z App Store) przy pomocy np. iPhone notatki te mogą zostać zsynchronizowane z wybranym kontem pocztowym (Gmail lub iOS albo IMAP) i zapisane w folderze notatek. Dzięki temu będziesz mógł mieć do nich dostęp w każdej chwili, natychmiast po włączeniu BraillePen 14.



OrCam MyEye 2.0

Opis

OrCam MyEye 2.0 to rewolucyjne, kompaktowe rozwiązanie rozmiaru pendrive. To niewielkie urządzenie, przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, może być dyskretnie przymocowane, za pomocą niewielkiego uchwyty magnetycznego do praktycznie każdego okularów. Dzięki zaawansowanej technologii OCR (ANG: Optical Character Recognition), OrCam MyEye 2.0 rozpoznaje i odczytuje na głos tekst drukowany z niespotykaną dokładnością, rozpoznaje twarze, identyfikuje produkty i wiele więcej. Niewielkie, dyskretne urządzenie rozszerzające niezależność – odczyta na głos np., kartę dań w restauracji lub rozpoznaje kod kreskowy w sklepie.

Instrukcja obsługi



OrCam Read

Opis

OrCam Read to małe, przenośne urządzenie rozpoznające i odczytujące na głos dowolny tekst drukowany. Wystarczy skierować kamerę urządzenia czytającego w stronę tekstu i nacisnąć przycisk. To urządzenie lektorskie dla słabowidzących natychmiast rozpoznaje i odczytuje tekst. Wykonane w unikalnej technologii urządzenie umożliwia odczytanie konkretnego fragmentu tekstu poprzez zaznaczenie go ramką wskaźnika laserowego. Wybranie wskaźnika w formie myszy sprawi, że tekst zostanie odczytany od miejsca, w którym będzie się on znajdował. Podczas odczytywania można nawigować po tekście do przodu i do tyłu. OrCam Read potrafi odczytać nie tylko płaski tekst, ale również z zaokrąglonej i nierównej powierzchni.



Keys-U-See

Opis

Keys-U-See to klawiatura z dużymi klawiszami i wyraźnym, pogrubionym, kontrastowym nadrukiem, która została zaprojektowana z myślą o osobach z dysfunkcjami wzroku, takimi jak zwyrodnienie plamki żółtej, jaskra, retinopatia cukrzycowa, zaćma, osłabienie wzroku związane z wiekiem lub niedowidzenie. Dzięki dużym, pogrubionym i kontrastowym czcionkom nadruk na klawiszach jest lepiej widoczny nawet przy w słabym oświetleniu. Do klawiatury została dołączona bezprzewodowa mysz optyczna z pokrętką do przewijania.



Mountbatten Braille Tutor

Opis

To kompletne centrum nauki brajla dla dzieci i ich nauczycieli. Jako profesjonalny zasób Mountbatten Braille Tutor oferuje wyjątkową łączność oraz oprogramowanie wspierające elastyczne potrzeby dydaktyczne i edukacyjne. To proste narzędzie, które można wykorzystać do rozwijania znajomości symboli i znaków brajlowskich. Wyraźna odpowiedź dźwiękowa wzmacnia naukę i mówi uczniowi, które polecenia są wprowadzane. Mountbatten to pierwsze i jedyne urządzenie do drukowania brajla z technologią Bluetooth® Smart, które komunikuje się bezprzewodowo z urządzeniami iOS Bluetooth® Smart Ready. MB Tutor został zaprojektowany z myślą o dzieciach, które potrzebują pisma brajlowskiego. To zabawowe i integracyjne wprowadzenie do pisma brajlowskiego, zapewniające solidne podstawy do nauki przez całe życie. Nadaje się do pierwszych etapów nauki brajla, aż do szkoły średniej i nie tylko. Wzmacnia rozpoznawanie znaków brajlowskich – wykorzystując mowę, aby umożliwić i promować naukę przez doświadczenie. Pozwala dzieciom na wykonywanie czynności poprzedzających pisanie brajlem i zabawę na długo przed tym, jak są w stanie fizycznie używać tradycyjnych mechanicznych narzędzi brajlowskich. Rozwija technologię i Braille jako Life Skills – koncepcje korzystania z plików i edytowania dokumentów są wprowadzane na poziomie podstawowym, wszystko w kontekście nauki brajla.



Index Everest-D V5

Opis

Everest-D jest najlepszą na rynku, uniwersalną drukarką brajłowską, przeznaczoną do dwustronnego drukowania na pojedynczych arkuszach papieru. Na drukarce Everest-D można drukować dokumenty, książki, wizytówki i etykiety. Znakomicie nadaje się ona do użytku w domu, firmie, w szkole, na uczelni czy też w drukarni brajłowskiej. Ze względu na niewielkie rozmiary i wagę drukarkę Everest można z powodzeniem postawić na biurku.

Instrukcja obsługi



Braille BI 40X

Opis

To najnowszy model wyświetlacza brajlowskiego znanej i cenionej firmy HumanWare. Nowe funkcje, w porównaniu z poprzednią serią Brailiant BI, obejmują możliwość stabilnego połączenia Bluetooth nawet z pięcioma urządzeniami w tym samym czasie (np. telefon, komputer), czytnik książek, kalkulator, zegar, Wi-Fi, które umożliwia dostęp do zasobów online np. Bookshare i inne.

Nowoczesny, kompaktowy, lekki i przenośny, a mimo wszystko solidny i wytrzymały na wstrząsy. Precyzję i sprawność nowego Brailiant'a zapewniają przyciski. Umieszczone na wierzchu i zlokalizowane z boku urządzenia, zapewniają optymalne wykorzystanie palców dla precyzyjnej obsługi. Ich układ ułatwia nawigację w odtworzeniu wszystkich standardowych kombinacji klawiszowych, a użytkownik ma doskonałą kontrolę czytania ekranu bez zdejmowania rąk z urządzenia.



NVDA (NonVisual Desktop Access)

Opis

Pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym korzystać z systemu Windows i licznych aplikacji. Program jest syntezatorem mowy czytającym wszystko to, czego "dotknie" wskaźnik myszy. Obsługuje najpopularniejsze języki w tym polski. NVDA potrafi przeczytać wszystko co jest napisane na ekranie, dotyczy to zarówno interfejsu Windows, jak również tekstów w przeglądarkach internetowych czy programie pocztowych.

Instrukcja obsługi




Be My Eyes

Opis

Be My Eyes to duńska aplikacja mobilna, której celem jest pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym w rozpoznawaniu przedmiotów i radzeniu sobie w codziennych sytuacjach. Internetowa społeczność widzących wolontariuszy otrzymuje zdjęcia lub filmy od losowo przydzielonych osób dotkniętych chorobą i pomaga im za pośrednictwem czatu na żywo. Aplikacja jest obecnie dostępna na systemy Android i iOS.



be my
eyes



Color-Star

Opis

Color-Star jest niewielkich rozmiarów, poręcznym urządzeniem do rozpoznawania kolorów. Potrafi rozpoznać do 1000 kolorów, a także wzorów i kontrastów, które wypowiada w języku polskim.

Funkcje:

- ulepszona, naturalna mowa,
- 5-stopniowa regulacja głośności,
- rozpoznawanie do 1000 odcieni kolorów zgodnie z NCS (Natural Color System),
- rozpoznawanie wzorów (np. na ubraniu) i poziomu kontrastu,
- pomiar intensywności i barwy światła,
- rozpoznawanie materiałów przezroczystych,
- porównywanie kolorów.
- naturalnie brzmiący głos,
- zasilanie: wbudowana bateria litowo-polimerowa 3,7V/550mAh,
- gniazdo słuchawkowe: 3,5 mm,
- port micro USB,
- wymiary: 90 x 38 x 18 mm,
- waga: 42 g,
- w zestawie: etui, zasilacz USB (5V/1A), słuchawki, smycz.



Duxbury Braille Translator

Opis


To program do translacji brajla na czarny druk, czarnego druku na brajla oraz do obróbki tekstu przeznaczonego do wydruku na drukarce brajlowskiej. Duxbury Braille Translator to drugi po Eulerze program do składu brajlowskiego. Podczas gdy Euler cechuje także szereg innych, różnorodnych zastosowań, Duxbury służy zasadniczo wyłącznie do przygotowywania tekstu do wydruku na drukarce brajlowskiej. Program potrafi odpowiednio sformatować tekst, układ strony, tabele itp. Po konwersji na brajla umożliwia dalszą pracę z dokumentem już sformatowanym do wydruku, co sprawia, że do tekstu można wprowadzać ewentualne, ręczne poprawki.



SmartVision

Opis

SmartVision 3 to jedyny smartfon z certyfikatem Google zaprojektowany z myślą o osobach niewidomych, niedowidzących i seniorach, oferujący unikatowe połączenie technologii i innowacji. SmartVision 3 działa w oparciu o system Android 11 i ułatwienia dostępu Kapsys i Talkback 13. Telefon posiada w pełni udźwiękowione menu, fizyczną klawiaturę, ekran dotykowy, funkcję rozpoznawania głosu i Asystenta Google.



Euler 2.0

Opis

Euler 2.0 to profesjonalne oprogramowanie, umożliwiające osobom niewidomym i widzącym współpracę na równych zasadach. Euler 2.0 sprawia, że znika bariera pismo brajla – czarny druk.



Cricket

Opis

To niewielkie urządzenie, które zawieszone na brzegu szklanki, kubka czy filiżanki, a nawet garnka, sygnalizuje dźwiękiem poziom cieczy podczas jej nalewania. Jest niezbędne w kuchni osoby niewidomej. Wyposażone jest w trzy czujniki-elektrody – dwie boczne, dłuższe i jedną środkową, krótszą. Czujniki płynomierza reagują piskiem o różnym natężeniu w momencie, gdy ciecz sięgnie do ich wysokości. Rodzaj wygenerowanego sygnału zależy od poziomu nalewanej cieczy. Gdy ciecz dotrze do dwóch dłuższych elektrod, czujnik wyda dźwięk ostrzegawczy, zaś gdy dotrze do krótszej elektrody, dźwięk alarmowy.



SOLIS - mówiący termometr wewnętrzny / zewnętrzny

Opis

Mówiący po polsku elektroniczny termometr cyfrowy ze stopką, przeznaczony do jednoczesnego pomiaru temperatury na zewnątrz i w pomieszczeniu. Budowa termometru umożliwia jego montaż na ścianie lub postawienie go na równej powierzchni, np. na biurku. Czujnik temperatury wewnętrznej znajduje się w urządzeniu. Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się w sondzie, która jest podłączona do urządzenia za pomocą przewodu o długości ok. 3 metrów i powinna zostać zamontowana na zewnątrz domu.

Zalety

- Ogłaszanie głosowe – ogłaszanie temperatur na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń za pomocą naturalnego kobiecego głosu.
- Ogłaszanie podczas alarmu – pozwala usłyszeć odczyt temperatury w ustawionym czasie alarmu.
- Godzinne ogłaszanie temperatury - pozwala usłyszeć odczyt temperatury co godzinę, poza godzinami nocnymi od 21.00 do 7.00, aby nie zakłócać snu użytkownika.
- Wysoka temperatura i punkt zamarzania – automatyczne komunikaty głosowe informujące o temperaturze powyżej 38°C oraz mniejszej niż 0°C.
- Najwyższa i najniższa temperatura Dzienna pozwala sprawdzić najniższą i najwyższą temperaturę zanotowaną bieżącego dnia.
- Najwyższa i najniższa temperatura Okresowa pozwala sprawdzić maksymalną i minimalną temperaturę zanotowaną w danym okresie.
- Kontrola głośności i wyłączanie głosu pozwalają dostosować głośność komunikatów lub je wyłączyć.
- °C i °F pozwala wybrać skalę temperatury (komunikaty głosowe dostępne są jedynie dla skali °C).



Zegarek mówiący

Opis

Zegarek mówiący Altix to świetne rozwiązanie w atrakcyjnej cenie dla osób niewidomych, słabowidzących oraz seniorów. Posiada dużą czytelną tarczę analogową w wersji białej lub czarnej. Zegarek można obsługiwać i konfigurować bezwzrokowo.

Zegarek mówiący Altix wykonany jest z wysokiej jakości stali, dzięki temu będzie służył przez lata. Zegarek posiada czytelną analogową tarczę w kolorze białym, jego sercem jest niesłychanie precyzyjny Japoński mechanizm kwarcowy. Zegarek mówi w języku Polskim.




VERNUM – mówiąca waga łazienkowa

Opis

VERNUM to prosta i estetyczna waga łazienkowa zaprojektowana specjalnie dla użytkowników z wadą wzroku. Urządzenie ma wyraźny, wysoko kontrastowy wyświetlacz oraz wypowiada na głos wynik pomiaru. Wejście na wagę powoduje automatyczne uruchomienie urządzenia. Następnie po trzech sekundach waga wypowiada po polsku wynik wyświetlony na dużym czarno-białym ekranie. Niezastąpiony sprzęt dla osób niedowidzących i niewidomych.

Zalety

- Automatyczne uruchomienie po wejściu na wagę.
- Wyraźne komunikaty w języku polskim (głos męski).
- Sygnalizacja słabej baterii i przeciążenia.
- Zakres pomiaru: 5 kg do 180 kg.
- Głosowy sygnał przeciążenia.
- Głosowy alarm słabej baterii.
- Dokładność pomiaru: 100 g.
- Wysoko kontrastowy wyświetlacz: białe cyfry na czarnym tle.



Sygnalizator wrzenia

Opis

To prosty przyrząd informujący, że gotowana ciecz osiągnęła stan wrzenia. Jest wykonany ze stali nierdzewnej i ma kształt dysku, który umieszcza się na dnie naczynia. Jego średnica wynosi 80 mm, a grubość 5 mm. Wyglądem przypomina spodek z trzema koncentrycznymi pierścieniami, oddzielonymi wyżłobieniami. Wrzenie cieczy wprawia sygnalizator w drgania, które przenoszą się na naczynie, a to generuje dźwięki podobne do grzechotki. Sygnalizator wrzenia pomaga słuchowo rozpoznać moment, gdy gotowana ciecz zaczyna wrzeć. Ułatwia bezwzrokowe gotowanie i alarmuje użytkownika, pomagając mu uchronić się przed wygotowaniem się wody, a w konsekwencji przed przypaleniem naczynia.



Ciśnieniomierz mówiący

Opis

Automatyczny, naramienny ciśnieniomierz z funkcją głosową (z regulacją głośności) wyposażony w duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD. Ciśnieniomierz oferuje dwa zestawy pamięci, każdy z nich zachowuje po 120 pomiarów ciśnienia krwi, umożliwia to śledzenie pomiarów u dwóch użytkowników. Niezastąpiona pomoc dla osób słabowidzących i niewidomych. Funkcja głosowa pozwala usłyszeć wyraźne komendy oraz parametry.



Mówiący termometr do ciała

Opis

Mówiący termometr elektroniczny do pomiaru temperatury ciała dokonujący pomiaru w ciągu 60 sekund. Pomiar jest szybki i dokładny, a jego wynik jest automatycznie odczytywany przyjemnym, damskim głosem. Termometr wyposażono w elastyczną końcówkę, która sprawia, że pomiar jest wygodny i bezpieczny. Pomiar temperatury może być wykonywany w ustach, pod pachą lub doodbytniczo.



StellarTrek

Opis

StellarTrek, to wyjątkowy cyfrowy asystent orientacji i mobilności z najnowocześniejszą technologią GPS i przyjaznym dla użytkownika interfejsem zawierającym wyraźne przyciski. Poprowadzi Cię po wybranej trasie za pomocą odpowiednich poleceń głosowych. Zintegrowany czujnik optyczny i sztuczna inteligencja lokalizują i rozpoznają adresy ulic, drzwi i wejścia oraz zapewniają wskazówki głosowe i dźwiękowe do ostatnich 40 stóp do miejsca docelowego. Wszystko po to, by zapewnić niezależność.

Rozpoznaje i czyta na głos teksty, takie jak znaki drogowe lub wejściowe, listy składników, wartości odżywcze na etykietach żywności lub paragony. Jego aparaty umożliwiają rozpoznawanie tekstu w 14 językach.

Dzięki całonocnej żywotności baterii nie musisz się obawiać, że asystentowi zabraknie energii do zadań związanych z nawigacją.



Clover 7S

Opis

Clover 7S to kompaktowa, przenośna lupa elektroniczna z 7-calowym ekranem panoramicznym i kamerą w jakości HD, oferującą powiększony obraz doskonałej jakości. Kamera została wyposażona w automatyczny fokus. Lupa o niewielkich rozmiarach i niewielkiej wadze zapewnia doskonałą jakość powiększanych obrazów zarówno z bliska, jak i z daleka. W Clover 7S zastosowano innowacyjny panel przycisków ułatwiających pracę z urządzeniem oraz wbudowaną podstawkę stabilizującą lupę podczas czytania i pisania.

Funkcje:

- powiększenie od 2,4 do 30 razy,
- wysoka jakość powiększanych obiektów znajdujących się zarówno blisko kamery, jak i w pewnym oddaleniu od niej,
- tryby kolorów – True Color, 5 trybów uproszczonych, 18 trybów zintegrowanych,
- funkcja zatrzymywania obrazu, jego przechowywania i odtwarzania,
- funkcja automatycznego zapisywania w pamięci ostatnich ustawień, w tym trybu oglądania, powiększenia, sygnału dźwiękowego, itp.,
- funkcja linii i masek.



Explore 5

Opis

Lekka i mała, a zarazem poręczna lupa elektroniczna z wyświetlaczem HD. Możliwość użycia

w podróży lub w domu. Wyposażona w wygodną, składaną rączkę mogącą służyć również jako podstawka. Ułatwia osobom słabowidzącym zarówno czytanie jak i pisanie. Jej wysoka jakość i niezawodność połączona została z łatwością obsługi.

Funkcje:

- auto-focus: funkcja automatycznego ustawiania ostrości,
- powiększenie od 2 do 22 x,
- funkcja regulowanych znaczników linii i przysłon ułatwiających czytanie tekstu,
- regulacja jasności i ostrości obrazu,
- tryby koloru: 12 trybów: kolorowy, negatyw, pozytyw, kolory sztuczne,
- wyjście TV umożliwiające wyświetlanie powiększonych obrazów i tekstów na ekranie telewizora,
- wbudowane podświetlenie LED,
- funkcja zamrażania obrazu z możliwością zachowania w pamięci urządzenia,
- możliwość eksportu uchwyconych obrazów do komputera,
- wygodna, składana rączka służąca również jako podstawka,
- galeria zdjęć umożliwia zapisanie ponad 1000 obrazów (do oglądania w każdej chwili).



Lupa elektroniczna Eschenbach Smartlux® DIGITAL Inspection

Opis

Prosta w obsłudze, zapewnia najwyższą jakość obrazu. Bardzo duże pole widzenia dzięki bezodblaskowemu wyświetlaczowi LCD 5" i dużemu zakresowi powiększenia. Wygodne trzymanie w dłoni dzięki ergonomicznej konstrukcji. Regulowaną nóżkę można rozłożyć całkowicie lub tylko do połowy, co przydaje się podczas pisania; po jej schowaniu lupę wygodnie trzyma się w dłoni. Różne sposoby korzystania: jako przenośna lupa ręczna, do czytania po ustawieniu na czytany tekst i do pisania jako lupa stojąca. Płynne lub stopniowe powiększanie za pomocą centralnie zlokalizowanych przycisków. Indywidualne ustawianie funkcji dodatkowych. Możliwość połączenia z zewnętrznym monitorem.

Funkcje:

- Poprawiona optyka zapewnia wysoką ostrość obrazu także przy dużych powiększeniach oraz podczas ruchu
- Powiększenie od 3x do 15x
- Zintegrowana podstawa umożliwiająca ustawienie lupy w 3 pozycjach:
 - podstawa złożona umożliwia trzymanie lupy w ręce
 - podstawa rozłożona umożliwia ustawienie na czytany tekst
 - podstawa w pozycji środkowej umożliwia pisanie i pracę pod wyświetlaczem
- Indywidualny wybór funkcji w menu:
 - Podkreślenie lub zaznaczenie wiersza o regulowanej wysokości
 - Regulacja jasności wyświetlacza i diod LED
 - Ustawienie menu dla osób prawo- i leworęcznych
 - Filtr światła niebieskiego
- Funkcja fotografowania
- Złącze USB do przesyłania obrazów na komputer




Lupa elektroniczna Eschenbach Visolux® Digital FHD

Opis

Urządzenie visolux DIGITAL HD łączy w sobie nowoczesność i przyjazne dla użytkownika właściwości. Oferuje ergonomiczną konstrukcję, intuicyjną obsługę, szeroki zakres funkcji oraz popularną wielkość ekranu.

Cechy produktu:

- Wygodna pozycja do czytania dzięki ergonomicznemu kątowi nachylenia
- Lepsza orientacja w czytany materiał dzięki kilku znacznikom dotykowym na obudowie i centralnie umieszczonej kamerze, a także opcjonalnej linii do czytania
- Mieści całą kolumnę gazety
- Dynamiczne przewijanie linii (DLS) oznacza, że nawet przy dużym powiększeniu orientacja nie jest zaburzona i nie ma potrzeby przesuwania urządzenia do czytania po materiale do czytania
- Wąży tylko 460 g visolux DIGITAL jest idealnym rozwiązaniem zarówno w podróży, jak i w domu
- Funkcja fotografowania z możliwością zapisywania zdjęć na włożonej karcie SD
- Duży wybór fałszywych kombinacji kolorystycznych
- Może być również używany na ekranie telewizora jako urządzenie do odczytu ekranu poprzez złącze HDMI



Instrukcja obsługi




Lupa elektroniczna Freedom Scientific Ruby Universal

Opis

Przenośna lupa wideo Freedom Scientific Ruby HD dla osób słabowidzących zapewnia krystalicznie czysty obraz i zaawansowane funkcje w kompaktowej, lekkiej obudowie z 4,3-calowym ekranem. Funkcje obejmują 20 trybów kolorów o wysokim kontraście, linie i maski odczytu, funkcję zatrzymywania obrazu oraz możliwość przechowywania i przesyłania obrazów.

RUBY HD łączy technologię kamery wysokiej rozdzielczości z lekką obudową, zapewniając krystalicznie czysty obraz w niewielkiej obudowie. Ekran o przekątnej 4,3 cala i wbudowane oświetlenie LED zapewniają powiększony obraz o wysokim kontraście bez zniekształceń. Opływowa konstrukcja sprawia, że zmieści się w kieszeni lub torebce, zapewniając łatwy dostęp do zdjęć, etykiet z receptami i wielu innych funkcji. RUBY HD jest łatwy w obsłudze i posiada zaawansowane funkcje, które zapewnią Ci jeszcze większą niezależność.



Lupa Eschenbach Mobilux Led

Opis

Mobilux® LED kieszonkowa lupa oświetleniowa firmy Eschenbach to idealny wybór do precyzyjnego powiększania i wyraźnego oświetlenia, czy to podczas czytania drobnego druku, czy przy pracach wymagających szczegółów. Dzięki trwałej technologii SMD-LED, która wytrzymuje do 50 000 godzin, ta lupa oferuje do 10 razy dłuższą żywotność baterii niż tradycyjne modele. Posiada trzy nakładane filtry do regulacji temperatury barwowej, zapewniając zawsze optymalne warunki widzenia. Dzięki dużemu, łatwemu w obsłudze suwakowi i oczku na smycz jest szczególnie przyjazna dla użytkownika. Soczewka asferyczna gwarantuje powiększenie bez zniekształceń, a wymiana baterii dzięki przemyślanemu designowi jest prosta i szybka.

- Trzy regulowane temperatury barwowe do elastycznego użytkowania
- Trwała dioda LED o żywotności do 50 000 godzin
- Ergonomiczny design z dużym włącznikiem i oczkiem na smycz
- Powiększenie: 3,0x
- Wymiary: 90 x 54 mm



Lupa elektroniczna Optelec Compact

Opis

Optelec Compact 10 HD Speech udostępnia osobom niedowidzącym powiększanie tekstów i obrazów, czytanie gazet, listów i czasopism. Powiększalnik został wyposażony w funkcję zamiany tekstu na mowę i jego odczytywanie syntetycznym głosem, co sprawia, że z urządzenia mogą korzystać także osoby niewidome. Trzy kamery Optelec Compact 10 HD Speech oferują trzy tryby pracy. Wysuwane ramię kamery pełnoekranowej otwiera nowe możliwości. Po rozłożeniu ramienia można w prosty sposób przeglądać zdjęcia, opakowania leków, czytać napisy na okrągłych pojemnikach, podpisywać się czy rozwiązywać krzyżówki.



Nakładki Asensys Eschenbach Clip-On (450, 511, 527, 550)

Opis

Nakładki z filtrami Asensys filtrują światło krótkofalowe, bogate w energię, zapewniając skuteczną ochronę przed oślepianiem – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń z oświetleniem LED lub ekranami. Dzięki specjalnym filtrom krawędziowym zabarwienie nie przypomina okularów przeciwsłonecznych, ale funkcjonalną ochronę przed światłem, która poprawia kontrast i wyraźnie odciąża oczy. Wiele modeli jest dodatkowo dostępnych z filtrem polaryzacyjnym – idealnym rozwiązaniem przeciwko uciążliwym odbiciom na wodzie, szkle lub gładkich powierzchniach.



Okulary krawędziowe Asensys Eschenbach (450, 511, 527, 550)

Opis

Okulary z filtrami Asensys filtrują światło krótkofalowe, bogate w energię, zapewniając skuteczną ochronę przed oślepianiem – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń z oświetleniem LED lub ekranami. Dzięki specjalnym filtrom krawędziowym zabarwienie nie przypomina okularów przeciwsłonecznych, ale funkcjonalną ochronę przed światłem, która poprawia kontrast i wyraźnie odciąża oczy. Wiele modeli jest dodatkowo dostępnych z filtrem polaryzacyjnym – idealnym rozwiązaniem przeciwko uciążliwym odbiciom na wodzie, szkle lub gładkich powierzchniach.



Telefon Metapo BlindShield Classic 3

Opis

BlindShell Classic 3, kolejny model z rodziny BlindShell, to udźwiękowiony telefon komórkowy z fizyczną klawiaturą, z dużymi, dobrze wyczuwalnymi klawiszami, zaprojektowany z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Telefon oferuje nowe, zaawansowane funkcje, takie jak aplikacja Tandem, wirtualny asystent Luna i obsługa aplikacji firm trzecich. 3 GB pamięci RAM i 22 GB pamięci wewnętrznej zapewniają płynną pracę i mnóstwo miejsca na aplikacje, zdjęcia i inne pliki, zaś akumulator o pojemności 3000 mAh i czasie pracy do 96 godzin zapewnia większy komfort podczas korzystania z telefonu. Mocny głośnik oferuje doskonałą słyszalność.



Urządzenie lektorskie Koba Vision EasyReader II

Opis

Urządzenie lektorskie EasyReader umożliwia osobom niewidomym oraz słabowidzącym, czytanie za pomocą bardzo realistycznego syntezyatora mowy. Przy użyciu tego urządzenia osoba ze znaczną wadą wzroku ma możliwość czytania ogólnodostępnych książek, gazet, wszelkiego rodzaju ulotek i innych materiałów czarno drukowych.



Powiększalnik Eschenbach VarioLED+

Opis

VarioLED + to wysokiej jakości lupa lampowa z dużą, 5,2-calową soczewką asferyczną, regulowanym oświetleniem LED, które umożliwia oglądanie bez cieni, oraz łatwą w obsłudze przyciskiem.

VarioLED + to idealne rozwiązanie dla pacjentów potrzebujących powiększenia bez użycia rąk, z soczewką, którą można łatwo przesuwąć w zależności od potrzeb, na przykład podczas czytania, haftowania lub prac hobbystycznych. Łatwo montuje się na każdym stole o grubości 18–74 mm i jest gotowy do użycia!



Powiększalnik Eschenbach Vario Digital

Opis

Cyfrowe szkło powiększające Eschenbach Vario Digital FHD to najmocniejsze i najwyższej jakości cyfrowe szkło powiększające oferowane przez tę prestiżową niemiecką markę. Niewątpliwie podkreśla 22 cale i maksymalną rozdzielczość kolorowego obrazu w Full-HD . To szkło powiększające prezentuje nowość w porównaniu z poprzednimi modelami, bardzo praktyczną konstrukcję blatu z ergonomicznym i składanym ramieniem, szeroką podstawą oraz w pełni regulowaną wysokością i nachyleniem ekranu.



TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU SŁUCHU



Przenośna pętla indukcyjna

Opis

Przenośna pętla indukcyjna w formie walizki to uniwersalne rozwiązanie zapewniające pomoc klientom niedosłyszącym w miejscach, gdzie nie ma możliwości zainstalowania stałej pętli. Urządzenie posiada wbudowany mikrofon i pozwala na prowadzenie rozmowy między dwiema osobami. W razie potrzeby można ją przenosić między lokalizacjami i służy do rozmów między dwoma osobami. Urządzenie jest wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS i zawiera mikrofon, wzmacniacz, antenę pętli słuchowej oraz system akumulatorów.

Instrukcja obsługi



Zegar alarmowy Pro z poduszką wibracyjną BE

Opis

Cyfrowy zegar stanowiący doskonałe rozwiązanie dla osób, które mają problem z porannym budzeniem. Posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD i funkcję drzemki. Budzenie odbywa się za pomocą głośnego alarmu, którego poziom dochodzi do 100 dB i zawiera różne częstotliwości, aby zapewnić słyszalność osobom z różnymi ubytkami słuchu towarzysząc temu sygnałowi błyski 4 diod Led. Dodatkowo posiada poduszkę wibracyjną, która również generuje głośne dźwięki. Ponadto do zegara można podłączyć telefon i matę kontaktową lub czujnik magnetyczny. W przypadku braku zasilania automatycznie przechodzi na awaryjne zasilania akumulatorowe.



Poduszka wibracyjna / budzik Bluetooth Bellman & Symfon VIBIO BE 1221

Opis

To innowacyjny budzik w formie poduszki wibracyjnej, który łączy się z Twoim smartfonem przez Bluetooth 5. Vibio to idealny, przenośny budzik dla osób z mocnym snem i niesłyszących. Urządzenie dostajesz z bezpłatną aplikacją, w której możesz tworzyć wiele alarmów, wybierać moc wibracji i zezwalać na powiadomienia z połączeń lub wiadomości z telefonu. Aplikacja dostępna jest na Android lub iOS. Urządzenie zostało stworzone dla osób z niedosłuchem, dlatego możesz być pewien, że siłą wibracji obudzi największego śpiocha lub osobę niesłyszącą. Budzik obudzi Cię nawet przy wyłączonym telefonie! Najpierw ustaw w aplikacji na telefonie godzinę budzenia, a Vibio zapamięta, aby włączyć mocne wibracje Cię na czas. Vibio jest mały, lekki i poręczny, możesz go wszędzie ze sobą zabrać, a jego ładowanie zajmuje zaledwie 1,5 godziny, co starcza na około 10 dni działania.



Odbiornik w formie zegarka Bellman & Symfon VISIT BE 8102

Opis

Przenośny odbiornik w formie zegarka BE 8102 jest odbiornikiem systemu VISIT, który odbiera i sygnalizuje powiadomienia z różnych nadajników systemu. Główną zaletą tego urządzenia jest jego minimalistyczna i mobilna forma. Dzięki temu odbiornik możesz zabrać ze sobą poruszając się po domu. Odbiornik informuje użytkownika o notyfikacjach z czujników/nadajników w dwojaki sposób: wibracją i diodami LED. Dzięki załączonej bazie ładującej bez trudu naładujesz odbiornik oraz podłączysz dodatkowo poduszkę wibracyjną, aby powiadomienia docierały do nas podczas snu. W pełni naładowane urządzenie wystarcza na ok. 30 h pracy. Wyposażając bazę dokującą w pad wibracyjny może ona pełnić w nocy rolę budzika, który powiadomi nas silnymi wibracjami w nocy, gdy któryś z czujników wyśle alarm.

GLÓWNE CECHY PRODUKTU:

- Delikatne wibracje
- Jasna informacja dot. źródła sygnału dzięki diodzie LED
- Mały, lekki i wygodny w noszeniu
- Ładowarka w formie bazy z możliwością podłączenia dodatkowych akcesoriów
- Umożliwia obsługę więcej niż 1 systemu w jednym czasie



Osuszacz Cedis e150.DUS

Opis

Elektryczny osuszacz konwekcyjny do aparatów słuchowych CEDIS e150.DUS

Jednocześnie higienicznie czyści światłem UV i osusza aparaty oraz jego elementy składowe (wkładki, wężyki itd.)

Czyszczenie dzięki promieniom UVC (skuteczność potwierdzona w akredytowanym laboratorium): zabija wszelkie wirusy, grzyby, drożdżaki, pleśń i bakterie (metoda stosowana również do dezynfekcji wody pitnej). Cykl suszenia trwa ok. 140 min w temperaturze 40 stopni Celsjusza, czyszczenie promieniami UV ok 8 min na początku cyklu.

Delikatne konwekcyjne suszenie (bez wykorzystania wentylatora) do skuteczniejszego pozbycia się wilgoci z:

- aparatów słuchowych powietrznych i kostnych
- procesorów mowy
- ochronników słuchu
- monitorów odsłuchowych



Adapter TV 3.0

Opis

Adapter TV umożliwia oglądanie telewizji z tak dobraną głośnością, jaka Ci odpowiada, nie zmieniając przy tym optymalnej głośności dla pozostałej części rodziny. Bogaty i naturalny dźwięk jest słyszalny bez opóźnień. Dzięki czemu to co słyszymy odpowiada temu, co widzimy na ekranie telewizora. Połącz swoje aparaty słuchowe z telewizorem.



Stetoklip

Opis

Stosowany wymiennie ze słuchawkami BE 9124, stetoklip (słuchawki stetoskopowe) przeznaczony jest do szerokiej gamy wzmacniaczy osobistych Bellman & Symfon. Zaprojektowany został specjalnie dla osób niedosłyszących, gdyż jest w stanie wytworzyć poziom dźwięku mono do 140 dB.



Odbiornik Roger NeckLoop

Opis

To uniwersalny odbiornik, który jest kompatybilny ze wszystkimi aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi wyposażonymi w cewkę indukcyjną. Zapewnia dostęp do technologii Roger, a tym samym lepsze rozumienie mowy w hałasie i z odległości. Jest kompatybilny z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi, które wyposażone są w cewkę indukcyjną. Współpracuje on z różnymi mikrofonami Roger. Wystarczy włączyć Roger NeckLoop i wykorzystać wyświetlacz oraz wskaźnik poziomu naładowania, by w prosty sposób sprawdzić status odbiornika. W pełni naładowane urządzenie może być wykorzystywane przez 10 godzin.



Oticon ConnectClip

Opis

Zmienia aparaty słuchowe Oticon w wysokiej jakości bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do prowadzenia rozmów bez użycia rąk i słuchania muzyki lub podcastów w jakości stereo. Współpracuje z większością nowoczesnych smartfonów, odtwarzaczem muzyki lub komputerem. To także bezprzewodowy, zdalny mikrofon. Umożliwia zdalne sterowanie aparatami słuchowymi Oticon.

Funkcje

- Dzięki ConnectClip aparaty słuchowe Oticon stają się wiodącymi aparatami słuchowymi działającymi jako zestaw słuchawkowy Bluetooth. Posiadają następujące funkcje (poza rewolucyjną możliwością doświadczania otwartego świata dźwięków).
- Strumieniowe przesyłanie dźwięku w jakości stereo do obydwu uszy – nie tylko do jednego, jak w przypadku klasycznego Bluetooth.
- Zakres częstotliwości przesyłania strumieniowego dźwięku wynoszący 7,5 kHz zapewniający łatwiejszy do zrozumienia dźwięk wysokiej jakości.
- Niski pobór energii dzięki Bluetooth Low Energy, umożliwia zastosowanie małych baterii w dyskretnych aparatach słuchowych Bluetooth.
- Realne bezprzewodowe rozwiązanie – bez angażowania rąk – mikrofon zoptymalizowany właśnie po to, by dzięki OpenSound Navigator™ odbierać dźwięk wysokiej jakości.
- Bez kompromisów w zakresie audiologii aparatów słuchowych – ConnectClip posiada własny zaawansowany czip Velox™.

Instrukcja obsługi



Streamer Pro ConnectLine Oticon

Opis

Streamer Pro ConnectLine Oticon może być używany jako:

- pilot zdalnego sterowania (zmiana programów, regulacja głośności w aparatach słuchowych),
- bezprzewodowy transponder dźwięku z zewnętrznymi urządzeniami do aparatów słuchowych.

Streamer Pro posiada wbudowany nadajnik/odbiorcę Bluetooth, który pozwala na bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami, przez co aparaty słuchowe mogą służyć jako zestaw słuchawkowy! Oprócz tego, wbudowano w niego także cewkę indukcyjną, która umożliwia bezprzewodowe odbieranie sygnałów z pętli indukcyjnych, a dołączone przewody umożliwią połączenie ze sprzętem bez użycia Bluetooth. Zaleca się, aby odległość między aparatami słuchowymi a Streamerem nie przekraczała 1m. Z tego względu do zestawu dołączony jest pasek-naszyjnik, który pełni rolę anteny!

Streamer Pro a inne urządzenia: zasięg Bluetooth określa się jako 10 m. Aby urządzenie mogło obsługiwać aparaty słuchowe musi zostać połączone z nimi za pomocą komputera i odpowiedniego oprogramowania.



Roger Select

Opis

Roger Select to mikrofon wykorzystujący łączność bezprzewodową, aby przesyłać głosy rozmówców do Twoich aparatów słuchowych (platformy Quest, Venture, Belong).

W zależności od potrzeby, Roger Select może być noszony przez rozmówcę, w celu prowadzenia rozmowy z odległości lub ustawiony pośrodku stołu podczas spotkania w większym gronie, aby automatycznie i niezauważalnie wykrywać osobę mówiącą i sprawnie przełączać się pomiędzy kolejnymi uczestnikami rozmowy.

Uwaga! Aby Roger Select mógł połączyć się z aparatami słuchowymi konieczne jest zastosowanie jednego z odbiorników Roger!



Phonak TV connector

Opis

Urządzenie TV Connector to opracowany w standardzie Plug and Play interfejs pozwalający nawiązać połączenie z telewizorem lub z innym źródłem sygnału audio, który obsługuje funkcję bezpośredniej łączności dostępną w aparatach słuchowych marki Phonak. Urządzenie stworzono z myślą o łatwiejszej konfiguracji i prostocie obsługi. Pozwala na korzystanie z aparatów jak z bezprzewodowych słuchawek. Technologia AirStream™ dostarcza najwyższej oceniany pod względem jakości dźwięk stereo z dowolnego telewizora i systemu stereo. Urządzenie TV Connector może jednocześnie przekazywać sygnał audio do nieograniczonej liczby podłączonych aparatów słuchowych, nawet na odległość 15 metrów.

Instrukcja obsługi



EduMic

Opis

To nowy bezprzewodowy system zdalnego mikrofonu firmy Oticon, który wspomaga dzieci z ubytkiem słuchu w środowisku szkolnym. EduMic dostarcza wyjątkową jakość dźwięku oraz zapewnia stabilne i wyraźne brzmienie głosu nauczyciela. To także bezprzewodowy system zdalnego mikrofonu firmy Oticon, który wspomaga dzieci z ubytkiem słuchu w środowisku szkolnym. Dzięki EduMic nauczyciele mogą komunikować się ze swoimi uczniami wyraźnie i efektywnie, po prostu naciskając przycisk. Bezprzewodowy system EduMic 2,4 GHz płynnie współpracuje z aparatami słuchowymi Oticon dla dzieci: Oticon Opn Play™ i Oticon Xceed Play.

Instrukcja obsługi



Phonak Roger On

Opis

to wyjątkowy mikrofon do codziennego użytku w hałasie i na odległość. Rozpoznaje, czy mowa pochodzi z lewej czy z prawej strony użytkownika i zapewnia informacje przestrzenne, aby połączyć wskazówki wizualne i dźwiękowe. Pomaga również wspierać rozmowy, automatycznie wybierając osobę, która mówi. Może być używany jako zestaw słuchawkowy po podłączeniu do komputera za pomocą kabla USB w celu prowadzenia rozmów online. Automatycznie dostosowuje się do sytuacji odsłuchowej i przełącza tryby w zależności od tego, czy jest używany na stole, przypięty do ubrania, czy trzymany w dłoni. Roger On jest także zabezpieczony przed zachlapaniem wodą i nadaje się do użytku na zewnątrz.

Roger On może być połączony z aparatem słuchowym z zainstalowanym odbiornikiem Roger lub z innym odbiornikiem Roger.

Nie jest możliwe połączenie Roger On z aparatem słuchowym bez zainstalowanego odbiornika Roger (funkcjonalność tę posiada tylko model wyższy tzn. Roger On In).



Otoskop światłowodowy Gimalux

Opis

Otoskop światłowodowy Gimalux. Wysokiej jakości profesjonalne otoskopy o bardzo jasnym świetle halogenowym dostarczającym do głowicy przez światłowód, dzięki temu nie ma żarówki w polu widzenia. Urządzenia wyposażone w futerał oraz 14 wzierników (7x 2.5mm i 7x 4.0mm)

Główne cechy:

- uchylna, obrotowa soczewka powiększająca x3,
- kompatybilność z wziernikami renomowanych producentów,
- port pozwalający na przeprowadzenie testu pneumatycznego (łącznik i gruszka nie są częścią zestawu).



TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU MOWY



MÓWik

Opis

Oprogramowanie zainstalowane jest np. na tablecie. Po włączeniu oprogramowania - MÓWika, widzimy przyciski - symbole, które po naciśnięciu (kliknięciu), bądź to od razu wypowiadają swoją nazwę, bądź wskazują jako słowo do pola dialogu. Po dotknięciu pola dialogu - zdanie zostaje również wypowiedziane na głos przez urządzenie. MÓWik jest przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z Internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Wyrazy mogą być odmieniane. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Układ tablic dynamicznych pozwala na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim.

Instrukcja obsługi



ZESTAW MÓWIK 2 + TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE 8,7" Z ETUI

Opis

Samsung Tab A7 Lite SM-T220 8,7", Tablet 8,7". Głośny, smukły i lekki. Wytrzymała bateria. W zestawie etui.

MÓWik 2 - działający w oparciu o system Android (tablety, smartfony), z syntezą mowy Ivona (głos męski, głos damski), przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy.

Jest to w pełni polskie Oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz 12000 symboli. Jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dyzartrią itp., które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z Internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Wyrazy mogą być odmieniane. Użytkownicy korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Układ tablic dynamicznych pozwala na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim.



System Sensor

Opis

System Sensor jest to zespół urządzeń elektronicznych zarządzanych za pomocą komputera działającego zgodnie z przypisanym mu programem. System ten jest przeznaczony przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych cierpiących na: częściowy lub całkowity paraliż kończyn górnych lub dolnych (paraplegia); jednocześnie górnych i dolnych (tetraplegia), a także dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami np. ograniczeniem lub całkowitym brakiem mowy.

System Sensor jest znakomitym komunikatorem umożliwiającym osobom niepełnosprawnym kontakt z otoczeniem. Pozwala im na pełną obsługę sprzętu komputerowego, przeglądanie stron internetowych, sterowanie urządzeniami gospodarstwa domowego, domofonem, sprzętem RTV oraz wykonywanie prac biurowo-administracyjnych, menedżerskich, informatycznych czy literackich. Umożliwia również korzystanie ze wszystkich możliwości jakie daje praca z komputerem w szerokim tego słowa znaczeniu. System Sensor pomaga realizować podstawowe potrzeby osób niepełnosprawnych przeciwdziałając ich cyfrowemu wykluczeniu oraz umożliwiając uczestnictwo w życiu publicznym.

- System Sensor



- System Sensor Cam Pro - Tobii Eye Tracker 5



- System Sensor – przełącznik USB



- System Sensor – Kostka do gry



System C-Eye

Opis

Jest to nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia alternatywną komunikację osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych.

Dzięki C-Eye® pacjentom wyraźnie poprawia się komfort życia, ponieważ mają realną szansę sygnalizować swoje potrzeby. Rodzina i bliscy nareszcie wiedzą, jak mogą pomóc choremu, znają jego pragnienia i dolegliwości. Mają jasny sygnał, że wszyscy są w stałym kontakcie. Ponadto stosowanie komunikatów może pełnić również funkcję rehabilitacyjną poprzez stymulację ośrodka mowy.

Instrukcja obsługi



IntelliGaze

Opis

Składa się z eyetrackera, podłączonego do komputera za pomocą kabla USB i mocowanego do monitora adapterem VESA oraz oprogramowania pozwalającego, po jednokrotnej, prostej kalibracji, na kontrolowanie wszystkich aplikacji działających z systemem Windows.

System szczególnie polecany jest osobom z ALS, stwardnieniem rozsianym, uszkodzeniami rdzenia kręgowego, MPD i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi, które odbierają użytkownikom możliwość korzystania z komputera za pomocą standardowej myszy i klawiatury. Od początku projektowany był również z myślą o aplikacjach służących do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, świetnie zatem sprawdzi się wśród użytkowników AAC. Pracuje z większością dostępnych komputerów, a sterowniki użyte w kamerach gwarantują, że dostosuje się odpowiednio do już istniejących i mających się dopiero pojawić wersji systemu Windows. Centrum aplikacji IntelliGaze™ pozwala z kolei stworzyć pulpit, na którym umieścimy rozmaite programy i aplikacje, z których zamierzamy korzystać za pomocą wzroku.

Instrukcja obsługi



Eye tracker Tobii

Opis

TD I-Series to urządzenia zapewniające efektywną komunikację we wszystkich możliwych formach – komunikację bezpośrednią, syntezę mowy, sterowanie otoczeniem czy uproszczony dostęp do komputera. Nowoczesny wygląd idzie w parze z doskonałą jakością wykonania i mnogością dostępnych funkcji. A wszystko to obsługiwane za pomocą ruchu gałek ocznych!

Osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Retta, z chorobami skutkującymi zanikiem mięśni (SLA), po udarach i wypadkach, dzięki urządzeniom z serii TD I-Series zyskują nową jakość życia, przywracana jest im niezależność zarówno w komunikacji, jak i dostępie do mediów oraz urządzeń takich jak telewizor, poczta mailowa czy telefon komórkowy. Dzięki kamerom użytkownicy mogą zrobić zdjęcie, przesłać je znajomym, mogą swobodnie korzystać z Internetu oraz wszystkich dostępnych aplikacji, a także sterować dowolnymi urządzeniami z poziomu komputera. Pasjonaci gier mogą swobodnie kontrolować ulubione gry, graficy wykonywać kolejne projekty, uczniowie kontynuować edukację... A to wszystko za pomocą wzroku.

Urządzenie można używać zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz, w łóżku, przy stole, może ono zawsze być w pobliżu użytkownika zapewniając mu niezależność funkcjonowania bez obawy o jego uszkodzenie.



TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI NARZĄDU RUCHU



HeadMouse Nano

Opis

HeadMouse Nano jest przeznaczona dla osób z dysfunkcją kończyn górnych, zastępuje standardową mysz komputerową. Przekłada naturalne ruchy głowy użytkownika na wprost proporcjonalny ruch wskaźnika myszy - poruszaj głową, a wskaźnik myszy podąży za Tobą. HeadMouse Nano posiada bezprzewodowy czujnik optyczny, który śledzi małe, jednorazowy cel noszony przez użytkownika na czole, okularach, a nawet kapeluszu. Dzięki wysokiej rozdzielczości pikselowa precyzja sterowania jest dostępna dla każdego. Pozwala użytkownikowi na wykonywanie takich zadań jak rysowanie, edycja zdjęć, ilustracje graficzne i projektowanie wspomagane komputerowo (CAD). Urządzenie to umożliwia osobie niepełnosprawnej korzystanie z dowolnej aplikacji - wszystko zaczyna się od dostępu. Ponadto HeadMouse Nano łączy się z komputerem, tabletem, smartfonem lub urządzeniem generującym mowę przez port USB i działa przy użyciu standardowych sterowników myszy. Nie jest wymagane żadne specjalne oprogramowanie. Mysz HeadMouse Nano jest zasilana przez urządzenie główne za pośrednictwem połączenia USB. Zintegrowany czujnik nachylenia automatycznie dostosowuje się do każdej orientacji montażowej.



KINKA Games

Opis

KINKA to zestaw gier zaprojektowanych na eye trackery z myślą o dzieciach, którym granie do tej pory sprawiało trudność. Wystarczy tylko spojrzenie, żeby zaczęły działać niesamowite rzeczy: za pomocą wzroku można kierować autem, nadmuchiwać balony, rozgniatać potwory i wysadzać bomby! Gry są kolorowe, przyjazne i chociaż służą do terapii, to dostarczają też mnóstwo zabawy. Można je dostosować do wieku i umiejętności dziecka, dzięki czemu podobają się zarówno młodszym, jak i starszym graczom.



Mysz adaptowana

Opis

Standardowa mysz zaadaptowana do potrzeb użytkowników posługujących się przyciskami. Pozwala na podłączenie dwóch switchy, dzięki którym można swobodnie klikać.



BJoy Button

Opis

BJoy Button to myszka, którą obsługuje się za pomocą ośmiu przycisków, kliknięcie których odpowiada za poszczególne funkcje myszki.

Urządzenie gotowe do użytku, nie wymaga instalacji. Można jednak dzięki darmowemu programowi BJ Software skonfigurować ustawienia, takie jak prędkość, pod indywidualne potrzeby użytkownika.



BJoy Stick A

Opis

Urządzenie BJoy Stick A skonstruowane zostało na wzór joysticków używanych do prowadzenia wózków inwalidzkich – chodzi o łatwą dostępność do dużych przycisków oraz o niewielki ruch jaki jest wymagany do kierowania rączką joysticka. BJoy Stick A zastępuje funkcje tradycyjnej myszy komputerowej.

Urządzenie gotowe do użytku, nie wymaga instalacji. Można jednak dzięki darmowemu programowi BJ Software skonfigurować ustawienia, takie jak prędkość, pod indywidualne potrzeby użytkownika.



Joystick Optimax

Opis

Optimax Joystick to pierwszy bezprzewodowy joystick ze wspomaganie, zaprojektowany specjalnie dla osób z trudnościami motorycznymi. Reaguje na najlżejszy dotyk (0,5 niutona), zapewniając dokładną nawigację kursorem i precyzyjne celowanie w obiekty na ekranie komputera.

Dzięki zasięgowi działania przekraczającemu 10 metrów, Optimax Joystick idealnie nadaje się do użytku w zajęciach grupowych lub w salach lekcyjnych.



PCEye

Opis

To fantastyczne urządzenie do sterowania komputerem przy użyciu oczu. Szczególnie polecane dla osób, które z różnych względów nie mogą korzystać z rąk w celu obsługi komputera, czyli między innymi dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, zanikiem mięśni, uszkodzeniem rdzenia kręgowego, stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobami neurologicznymi i neurodegeneracyjnymi. Sterowanie wzrokiem jest najszybszym, najprostszym i najbardziej ergonomicznym sposobem obsługi komputera. PCEye to najnowsza generacja lekkich i wszechstronnych urządzeń do śledzenia wzroku, zaprojektowanych do użytku z laptopem lub komputerem z systemem Windows. Wystarczy podłączyć je i umieścić na laptopie, tablecie lub monitorze do 27 cali. Okrągłe menu znajduje się w centralnej części ekranu, oznacza to, że nie trzeba kierować wzroku do krawędzi ekranu, aby wybierać opcje. A gdy menu nie jest potrzebne, znika, dzięki czemu dostępna jest większa przestrzeń na ekranie. Surfuj po Internecie, graj w gry i twórz dokumenty.
Nawiązuj połączenia
wideo i publikuj posty w
mediach
społecznościowych.

Instrukcja obsługi



GlassOuse oraz GlassOuse Bite Switch

Opis

Bardzo lekkie (47,2 g) bezprzewodowe urządzenie zaprojektowane, by pomóc tym osobom, które ze względu na ograniczone możliwości nie mogą w pełni korzystać z technologii. GlassOuse, który jest rodzajem myszy alternatywnej, daje możliwość kontrolowania komputera, tabletu czy telewizora z funkcją Smart TV. GlassOuse łączy się za pomocą Bluetooth z wybranymi urządzeniami. Współpracuje z systemami operacyjnymi Windows, macOS, Linux, Android i Chrome. Do GlassOuse można dołączyć dowolny switch, np. aktywowany za pomocą gryzienia, dmuchnięcia czy kliknięcia ręką lub nogą.

Po odkręceniu nosków GlassOuse można nosić z własnymi okularami. Dzięki ulepszonej 9-osiowej funkcji żyroskopu GlassOuse wykrywa najmniejsze ruchy głowy, aby przesunąć kursor na ekranie. Wystarczy podłączyć GlassOuse do urządzenia, przeprowadzić krótki proces kalibracji, aby uzyskać 100%-tą dokładność i rozpocząć korzystanie bez użycia rąk. Pokryta nierakotwórczym materiałem silikonowa osłona chroni moduł przełącznika i jest łatwa do wymiany i czyszczenia.



GlassOuse



Eye tracker Tobii

Opis

TD I-Series to urządzenia zapewniające efektywną komunikację we wszystkich możliwych formach – komunikację bezpośrednią, syntezę mowy, sterowanie otoczeniem czy uproszczony dostęp do komputera. Nowoczesny wygląd idzie w parze z doskonałą jakością wykonania i mnogością dostępnych funkcji. A wszystko to obsługiwane za pomocą ruchu gałek ocznych!

Osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Retta, z chorobami skutkującymi zanikiem mięśni (SLA), po udarach i wypadkach, dzięki urządzeniom z serii TD I-Series zyskują nową jakość życia, przywracana jest im niezależność zarówno w komunikacji, jak i dostępie do mediów oraz urządzeń takich jak telewizor, poczta mailowa czy telefon komórkowy. Dzięki kamerom użytkownicy mogą zrobić zdjęcie, przesłać je znajomym, mogą swobodnie korzystać z Internetu oraz wszystkich dostępnych aplikacji, a także sterować dowolnymi urządzeniami z poziomu komputera. Pasjonaci gier mogą swobodnie kontrolować ulubione gry, graficy wykonywać kolejne projekty, uczniowie kontynuować edukację... A to wszystko za pomocą wzroku.

Urządzenie można używać zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz, w łóżku, przy stole, może ono zawsze być w pobliżu użytkownika zapewniając mu niezależność funkcjonowania bez obawy o jego uszkodzenie.



OPROGRAMOWANIA I APLIKACJE



MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD

Opis


Microsoft 365 Business Standard to kompleksowy pakiet stale udoskonalonych narzędzi i usług. Ich podstawowym zadaniem jest łatwe tworzenie oraz edycja różnego rodzaju dokumentów, ale oferują one też wiele innych zastosowań. Połączenie nowoczesnych funkcji kilku elementów zestawu pozwala np. na jednoczesną pracę paru osób nad pojedynczym dokumentem w czasie rzeczywistym. Po jej zakończeniu łatwo jest także go udostępnić oraz zapewnić aktualność, jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia w nim zmian. Dodatkowo Word posiada możliwość dyktowania tekstu.



ABBYY FineReader PDF Corporate

Opis

Oprogramowanie FineReader wykorzystuje opartą na sztucznej inteligencji technologię OCR firmy ABBYY, dzięki czemu ułatwia cyfryzację, pobieranie, edytowanie, ochronę i udostępnianie dokumentów każdego typu oraz wspólną pracę nad nimi we współczesnym świecie biznesu.



OneStep Reader Multi

Opis

Aplikacja przeznaczona do rozpoznawania pisma (OCR/ICR). Przetwarza zeskanowane dokumenty, cyfrowe zdjęcia dokumentów i pliki PDF do postaci edytowalnej. Podstawowymi atutami programu są: bardzo wysoka skuteczność rozpoznawania dokumentów w polskiej wersji językowej, także gorszej jakości lub skanowanych w niskiej rozdzielczości (np. 200 dpi). Najnowsza wersja programu korzysta ze słownika programu MS Word w procesie rozpoznawania dodatkowo wspomaga rozpoznawanie specyficznych słów. Program pozwala na zachowanie układu rozpoznawanego dokumentu (łącznie z grafikami, szpaltami, tabelami itp.). Nowa wersja bardzo dobrze radzi sobie z przekształcaniem plików PDF. Najnowsza wersja obsługuje 179 języków (rozszerzono m. in. o cyrylicę).

Instrukcja obsługi



Boardmaker 7

Opis

To wspaniałe rozwiązanie dedykowane do edukacji specjalnej opartej na symbolach. W najnowszym oprogramowaniu zwiększono ilość symboli PCS aż do 45000 oraz dodano internetową wyszukiwarkę symboli. BoardMaker 7 wyposażony jest w bogatą kolekcję przydatnych szablonów, nowy wydajny interfejs użytkownika oraz pełen wachlarz oszczędzających czas narzędzi. Oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z myBoardMaker.com, co umożliwia pobieranie oraz udostępnianie gotowych materiałów społeczności BoardMaker. Zapewnia wszystko to, czego potrzebujesz do szybkiego spełnienia oczekiwań swoich uczniów. Jest to w pełni cyfrowa wersja do pobrania, zgodna z systemami Windows, Mac oraz Chromebook.

Instrukcja obsługi



Grid for iPad

Opis

To aplikacja przeznaczona na urządzenia z systemem iOS wspomagająca komunikację alternatywną, która pozwala wypowiadać się każdej osobie z problemami w komunikacji. To kompleksowe rozwiązanie AAC gwarantuje stałą możliwość komunikacji z użyciem symboli i tekstu.

Oprogramowanie przeznaczone jest dla każdego, kto potrzebuje wsparcia w komunikacji szczególnie dla osób z: SLA, autyzmem, MPDz, Zespołem Downa, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla osób po udarach, z afazją.



Grid 3

Opis

Jest przeznaczona zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci z różną niepełnosprawnością. Funkcje komunikacji tekstowej, prostych klawiatur, predykcji oraz prostej obsługi komputera sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie dla osób potrafiących czytać i pisać, dla osób dorosłych. Ponadto plansze przeznaczone do obsługi skype, telefonu, youtube oraz mediów społecznościowych ułatwiają utrzymanie kontaktu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Natomiast szereg funkcji i motywujących aktywności związanych z interaktywną nauką, działaniem przyczynowo skutkowym, możliwością dokonywania wyborów, planszami kontekstowymi sprawia, że program jest doskonałym narzędziem w pracy z dzieckiem pomagając we wprowadzeniu do komunikacji alternatywnej. Wszystko to sprawia, że Grid 3 to doskonała aplikacja pomocna zarówno w przedszkolu, szkole jak i w pracy czy w domu, we wszystkich sferach, gdzie tak ważna jest komunikacja oraz niezależna obsługa komputera.



GoTalk® NOW

Opis

NOW łączy w sobie prostotę GoTalks (popularne oryginalne urządzenie AAC firmy Attainment) z dynamicznymi możliwościami iPada. Posiada wszystkie niezbędne elementy skutecznej aplikacji AAC, jak regulowane układy stron, konfigurowalna nawigacja, nagrywanie i zamiana tekstu na mowę oraz dołączony zestaw symboli. Opracowaliśmy szczegóły, aby stworzyć unikalne i atrakcyjne funkcje, które wyraźnie odróżniają NOW od innych aplikacji AAC.

Nowa aplikacja NOW oferuje trzy style komunikacji: Standard, Express i Scenes. Na stronach Standard, działanie następuje po naciśnięciu lokalizacji. Na stronach Express, nagrane komunikaty lub komunikaty zamiany tekstu na mowę są tworzone na pasku mowy i odtwarzane kolejno po naciśnięciu paska. Strony scen są tworzone wokół pojedynczego zdjęcia lub obrazu. Po umieszczeniu niewidocznych hot spotów nad osobami lub obiektami na zdjęciu, hotspoty odtwarzają mowę, muzykę lub filmy! Utwórz dowolną liczbę książek komunikacyjnych z unikalnymi ustawieniami i nieograniczoną liczbą stron. Następnie udostępnij je innym użytkownikom przez WiFi i twórz ich kopie zapasowe za pośrednictwem Dropbox lub dowolny komputer Mac/PC. Wyobraź sobie wpływ łączenia wideo, muzyki i przejść do działań na swoich stronach. Jak fajnie jest mieć własną prywatną galerię online do przechowywania i zapisywania szablonów (do pięciu stron komunikacyjnych) za darmo i wysyłanie ich pocztą e-mail do rodziców i kolegów! Ponadto GoTalk NOW to w pełni funkcjonalna aplikacja do skanowania!



Communicator 5

Opis

To specjalistyczne oprogramowanie zaprojektowane po to, aby wspomagać osoby w komunikacji. Aplikacja przeznaczona jest zarówno dla dorosłych, jak i dzieci z różną niepełnosprawnością. Funkcje komunikacji tekstowej, prostych klawiatur, predykcji oraz łatwej obsługi komputera sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie dla osób ze specjalnymi potrzebami, potrafiących czytać i pisać.

Communicator 5 konwertuje tekst i symbole na mowę oraz oferuje łatwe w obsłudze narzędzia wspierające dostęp do komputera, poczty e-mail, SMS czy telefonu. Przy jego pomocy istnieje możliwość kontrolowania otaczającego środowiska i wielu innych czynności dnia codziennego.

Oprogramowanie cechuje się nowoczesnym wyglądem i intuicyjnym interfejsem dzięki czemu komunikacja staje się dużą przyjemnością. W ramach jednej licencji można aktywować go maksymalnie na 3 różnych urządzeniach komputerowych. Nie tylko zapewnia dostęp do funkcji samego oprogramowania, ale także daje kontrolę nad środowiskiem Windows. Oznacza to, że możesz sterować aplikacjami Windows, które nie są częścią programu, za pomocą klawiatury Communicator Windows i oprogramowania Tobii Dynavox Gaze Interaction. Używaj programu z najnowszym systemem operacyjnym Windows z aktualizacjami, które zapewniają jeszcze więcej nowych funkcji. Communicator 5 działa na komputerach z systemem Microsoft® Windows 7, 8 lub Windows 10.


Instrukcja obsługi



Boardmaker & Speaking Dynamically Pro

Opis


To program wspierający komunikację alternatywną, służy do tworzenia interaktywnych plansz komunikacyjnych, materiałów edukacyjnych: nakładek, kart pracy, planów dnia, plansz zadaniowych z możliwością ich wydruku i wykorzystania bezpośrednio przy użyciu komputera. Aplikacja Boardmaker & Speaking Dynamically Pro współpracuje z synteizatorem mowy (w pakiecie program dostarczany jest z polskim głosem Agata), dzięki czemu komunikaty mogą być odczytywane głosowo.



Look to learn

Opis

To oprogramowanie składające się z 40 różnych aktywności, zaprojektowane dla Użytkowników urządzeń sterowanych wzrokiem. Look to Learn może być również obsługiwane za pomocą standardowej myszki, alternatywnych myszek, joysticków czy ekranu dotykowego. Aktywności zostały zaprojektowane tak, by w fascynujący i motywujący sposób doskonalić obsługę kursora myszki. Każda z 40 aktywności ma na celu doskonalenie innej umiejętności, rozpoczynając od zadań przyczynowo skutkowych, a na precyzyjnych ruchach kursora i klikaniu kończąc. Wiele z aktywności może być indywidualnie dostosowane do Użytkownika – można używać własnych zdjęć i innej grafiki, a także filmów. Dzięki temu Look to Learn staje się niewyczerpanym źródłem kreatywnej zabawy opartej na najbardziej dla dziecka motywującym materiale. W skład oprogramowania wchodzi również narzędzie do analizy, które świetnie obrazuje proces nabywania nowych umiejętności i doskonalenia precyzji.




Look to Learn: Scenes and Sounds

Opis

Look to Learn: Scenes and Sounds to zestaw 26 różnych aktywności przeznaczonych dla dzieci oraz dorosłych korzystających z urządzeń obsługiwanych za pomocą wzroku. Program Scenes and Sound to rozszerzenie programu Look to Learn nie działające samodzielnie. Poszczególne aktywności koncentrują się na interaktywnych scenach, muzyce oraz dźwiękach stanowiąc idealne wprowadzenie do obsługi urządzeń sterowanych wzrokiem. Program może również być obsługiwany za pomocą myszki, ekranu dotykowego oraz specjalistycznych myszek i joysticków.

Oprogramowanie Look to Learn: Scenes and Sounds zostało zaprogramowane przy współudziale nauczycieli oraz terapeutów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby stworzenia narzędzia pozwalającego na ocenę pracy użytkownika. Możliwość dostosowania niektórych elementów oprogramowania może zwiększyć zaangażowanie użytkownika. Specjalne narzędzie analizy pozwala na stworzenie map ilustrujących obszary ekranu na jakie patrzył użytkownik podczas poszczególnych aktywności. Mapy te można następnie zapisać, wydrukować, dzięki czemu można w prosty sposób ocenić postępy.



Inclusive Eye Gaze Learning Curve

Opis

Zestaw trzech programów przeznaczonych do nauki sterowania wzrokiem:

Attention and Looking, Exploring and Playing oraz Choosing and Learning. Wszystkie trzy programy zawierają zestaw 54 fascynujących ćwiczeń przeznaczonych do nauki posługiwania się urządzeniami śledzącymi ruch gałki ocznej (min. PCEye Go, Tobii i-15, EyeTech). Kolejne ćwiczenia pozwalają na zdobywanie poszczególnych umiejętności od działań przyczynowo skutkowych po naukę i komunikację.



Swiftly

Opis

To interfejs, który umożliwia podłączenie przycisków. Jest bardzo mały. Przycisk jest podłączony do interfejsu 3,5 mm jack'iem mono lub stereo. Interfejs do komputera jest podłączony przez port USB – nie potrzebuje zewnętrznego zasilania. Swiftly jako standardowe urządzenie na USB, współpracuje z systemami Windows i Linux, a także z urządzeniami AAC.

Swiftly umożliwia używanie przycisków jako odpowiednika działania myszy, joystick'a czy klawiszy klawiatury.



Tapio – interfejs do iPada i iPhone’a

Opis

To bezpośredni i niezawodny interfejs, zapewniający bezproblemowy dostęp, nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.

Dzięki Tapio i adaptacyjnemu przełącznikowi użytkownik może uzyskać pełny dostęp do iPada lub iPhone’a, a nawet do komputerów Mac oraz iOS, przy użyciu dowolnego przycisku. Wystarczy tylko podłączyć go do Tapio, a całość następnie do urządzenia iOS za pomocą odpowiedniego adaptera. Tapio zapewnia niezawodne połączenie bez potrzeby parowania przy pomocy Bluetooth. Zapomnij o ładowaniu baterii, Tapio zasilane jest bezpośrednio z Twojego urządzenia.

Tapio to kompletne rozwiązanie interfejsu (przełącznika) – eleganckie, proste, szybkie, ale przede wszystkim efektywne (dedykowane na iPad i iPhone, telefon i tablet z Androidem, komputery MacOS, Windows, Chromebook i Linux).



SPRZĘT KOMPUTEROWY I AKCESORIA



EPSON EcoTank L4260

Opis

Drukarka atramentowa EcoTank L4260 firmy Epson to urządzenie wielofunkcyjne o rozdzielczości druku 5760x1440 dpi, umożliwiające drukowanie do formatu A4 oraz skanowanie i kopiowanie. Wykorzystuje: papier zwykły, papier fotograficzny, papier fotograficzny błyszczący, koperty. Drukarka jest przeznaczona do wydruku tekstu i grafiki oraz zdjęć zarówno w czerni jak i w kolorze. Idealnym miejscem użytkowania urządzenia jest firma. Wymiary produktu: 375 x 347 x 187 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Instrukcja obsługi



Apple Watch SE 2 gen. 44mm

Opis

- Rodzaj: Smartwatch,
- Umożliwia odbieranie rozmów, wysyłanie wiadomości, dokonywanie płatności
- Umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi,
- Komunikacja: Bluetooth, NFC, WiFi,
- Kompatybilna platforma: iOS,
- Szerokość koperty [mm]: 38,
- GPS: Tak,
- Wodoodporny do 50 metrów głębokości,
- Mierzy tętno, długość kroku, czas przyziemienia i wibracje pionowe,
- Aplikacja „Mapy” – nawigacja zawsze przy Tobie,
- APPLE Watch SE wykryje wypadek, a następnie automatycznie połączy Cię ze służbami ratunkowymi, przekazuje on dyspozytorom Twoją lokalizację i powiadamia kontakty alarmowe,
- Sprawdź swój puls w dowolnym momencie dzięki aplikacji „Tętno” i otrzymuj alerty o niskim lub wysokim tętnie i arytmii. O zdrowie Twoich uszu dba aplikacja „Hałas”, która informuje, kiedy poziom hałasu wokół Ciebie zaczyna być szkodliwy,
- Aplikacja „Leki” przypomni Ci wygodnie i dyskretnie, że czas zażyć lekarstwo,
- Aplikacja „Sen” sprawdza, jak długo trwają jego fazy, w tym REM, faza podstawowa i głęboka, a także, kiedy się budzisz.



Samsung Galaxy Watch 4 44mm

Opis

Łączność

- Technologia określania lokalizacji GPS
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz
- NFC
- Wersja Bluetooth v5.0

Wyświetlacz

- Technologia wyświetlacza Super AMOLED
- Wielkość wyświetlacza 1.4" (34.6mm)

Parametry fizyczne

- Wymiary (WxSxG) 44.4 x 43.3 x 9.8 mm
- Waga 30.3 g

Bateria

- Bateria wyjmowana Nie
- Typowy czas użytkowania do 40 godzin



Instrukcja obsługi



TP-Link TL-MR100

Opis

Ultraszybka sieć 4G – Udostępnij swoje połączenie nawet 32 urządzeniom i korzystaj z prędkości pobierania sięgającej 150 Mb/s.

Włóż kartę SIM i korzystaj – Zapomnij o mozolnym procesie konfiguracji. Zgodność z kartami SIM została potwierdzona wieloletnimi próbami terenowymi przeprowadzonymi w ponad 100 krajach.

Dwie odkręcane anteny LTE – Korzystaj na wszystkich swoich urządzeniach ze stabilnych i wydajnych połączeń. Tryb routera Wi-Fi – Podłącz przewód Ethernet do portu LAN/WAN i korzystaj z połączeń przewodowych w przypadku braku dostępu do sieci 4G.

Instrukcja obsługi



Logitech C920

Opis

C920 zapewnia niesamowicie ostry i szczegółowy obraz w rozdzielczości Full HD dzięki szklanemu obiektywowi Full HD, polu widzenia 78° oraz automatycznej korekcji natężenia światła HD — plus czysty dźwięk stereo dzięki podwójnemu mikrofonowi.

Wymiary razem ze stałym zaczepem mocującym

- Wysokość: 43,3 mm
- Szerokość: 94 mm
- Głębokość: 71 mm
- Długość kabla: 1,5 m
- Masa: 162 g

Dane techniczne

- Maksymalna rozdzielczość: 1080p / 30 kl./s – 720p / 30 kl./s
- Megapiksele aparatu: 3
- Ustawianie ostrości: Automatyczne ustawianie ostrości
- Typ obiektywu: Szklany
- Wbudowany mikrofon: Stereo
- Zasięg mikrofonu: Do 1 metra
- Pole widzenia po przekątnej (dFoV): 78°
- Zaczep montażowy uniwersalny gotowy do przyłączenia statywu, pasujący do laptopów, telewizorów i monitorów LCD 1

Instrukcja obsługi ANG



Logitech G PRO Gaming Headset

Opis

- Łączność: Przewodowe
- Budowa słuchawek: Nauszne zamknięte
- Składana konstrukcja: Nie
- System audio: Stereo 2.0
- Redukcja hałasu: Pasywna
- Średnica membrany: 50 mm
- Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 ~ 20000 Hz
- Impedancja słuchawek: 35 Om
- Czułość słuchawek: 92 dB
- Regulacja głośności: Tak
- Wbudowany mikrofon: Posiada
- Odłączany mikrofon: Tak
- Charakterystyka mikrofonu: Jednokierunkowy
- Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 ~ 10000 Hz
- Złącze: Minijack 3,5 mm - 1 szt.
- Długość kabla: 2,0 m
- Odłączany kabel: Tak
- Zasilanie: Zewnętrzne
- Kompatybilność: Windows
- Materiał nauszników: Pianka, skóra ekologiczna
- Dodatkowe informacje: Aluminiowa konstrukcja, regulowany pałąk, przełącznik wyciszania mikrofonu, ruchomy mikrofon, redukcja szumów otoczenia w mikrofonie



Instrukcja obsługi



DJI Pocket 2 (Osmo Pocket 2)

Opis

Kompaktowa konstrukcja w połączeniu z 3-osiową stabilizacją obrazu czynią z DJI Pocket 2 niezrównane, profesjonalne narzędzie, dzięki któremu można stworzyć kreatywne nagrania zachwycające świetną jakością nie tylko obrazu, ale również dźwięku.

Kamera DJI Pocket 2 umożliwia kręcenie filmów w rozdzielczości 4K z prędkością 60 klatek na sekundę oraz robienie zdjęć o rozdzielczości 64 megapikseli. Ponadto, korzystając z trybów takich, jak ActiveTrack 3.0 oraz Story Mode, można stworzyć jeszcze bardziej efektowne nagrania.

Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów: 3840 x 2160. Liczba klatek na sekundę: 2.7K - 60 kl/s, 4K - 60 kl/s, FullHD - 60 kl/s. 3-osiowa stabilizacja obrazu.

Instrukcja obsługi



Logitech BRIO 4K Stream Edition

Opis

- Rozdzielczość połączeń wideo - 4K (4096 x 2160); FullHD (1920 x 1080); HD (1280 x 720)
- Wbudowany mikrofon, stereo
- Łączność - USB 3.0
- Ustawienie ostrości - Automatyczne
- Dodatkowe informacje - mikrofon z funkcją redukcji szumów, uniwersalny klips, możliwość podpięcia do statywu, format 16:9 umożliwia nagrywanie wideo w formacie kinowym, pole widzenia 90°, dioda LED, technologia RightLight 3, czujnik podczerwieni, zastępowanie tła
- Dołączone akcesoria - kabel USB, podstawka, osłona wizjera, futerał podróżny

Instrukcja obsługi



Philips TAA6606

Opis

To sprzęt z wieloma możliwościami. Zostały stworzone w kolorze czarnym. Słuchawki ważą 35 gram. Sprawia to, że nawet całodienne noszenie ich nie powoduje dyskomfortu. Wykorzystane w produkcji materiały nie powodują otarć ani nie podrażniają skóry.

- Typ słuchawek: kostne
- Przeznaczenie: Dla sportowców, Do biegania, Na rower, Na siłownię
- Transmisja bezprzewodowa: Bluetooth
- Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 130
- Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 16000
- Aktywna redukcja szumów (ANC): Nie
- Funkcje dodatkowe: IP67, Możliwość odbierania połączeń, Odrzucanie połączeń, Przełączanie między 2 połączeniami
- Kolor: Czarny

Instrukcja obsługi



Apple AirPods Pro (2 generacji)

Opis

Zapewniają nawet 2x lepszą aktywną redukcję hałasu, a do tego Adaptacyjny tryb kontaktu i Spersonalizowany dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy, dzięki czemu otaczają Cię wszechogarniającym brzmieniem. Oferowane są razem z wkładkami dousznymi w kilku rozmiarach (XS, S, M, L). Czas słuchania wynosi nawet 6 godzin.

- Rodzaj słuchawek: Prawdziwie bezprzewodowe (TWS)
- Przeznaczenie: Do telefonu/smartfona Made for iPod/iPhone/iPad
- Platforma: Smartfon
- Aktywna redukcja szumów [ANC]: Tak
- Funkcje: Funkcja Live Listen; Funkcja Wyraźny głos; Funkcja Znajdź z opcją lokalizowania słuchawek AirPods Pro i etui ładującego w pobliżu; Odbieranie połączeń Sterowanie dotykowe; Sterowanie odtwarzaniem muzyki
- Zastosowane technologie: Adaptacyjna korekcja (EQ) Adaptacyjny tryb kontaktu Czip H2 Czujnik kontaktu ze skórą Przyspieszeniometer wykrywający mowę Przyspieszeniometer wykrywający ruch
- Inne: Spersonalizowany dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy


Instrukcja obsługi



Wideodomofon 7" Legrand Bticino Classe 300X13E SMART z Wi-Fi i RFID

Opis

Wideodomofon głośnomówiący z Wi-Fi, pętlą indukcyjną i funkcją Sekretarki, umożliwiającą nagranie audio/wideo wywołania, podczas nieobecności – Bticino Video Kit. Umożliwia przekierowanie połączenia na urządzenia mobilne, otwieranie dwóch wejść z poziomu aplikacji, posiada czytnik breloków. Dzięki komunikacji Wi-Fi możliwe jest powiązanie wideodomofonu ze smartfonem, z wykorzystaniem aplikacji Door Entry (dostępna w wersji na Android oraz iOS). Dodatkowy klawisz jest dedykowany do obsługi wybranej przez użytkownika funkcji, określonej podczas konfiguracji (np. włączenie oświetlenia na klatce, interkom, dodatkowy zamek itp.). Pod ekranem znajdują się diody sygnalizacyjne: wyłączenie sygnału wywołania i wiadomość. Dostęp do ustawień i funkcji dodatkowych z poziomu menu na ekranie dotykowym. Możliwość podłączenia dzwonka. Wyposażony w czytnik zbliżeniowy z obsługą maksymalnie 20 breloków (125 kHz) do otwarcia zamka (w tym breloki administratora). Dostarczany z zestawem 6 kolorowych breloków i 2 dysków zbliżeniowych.



Drukarka TactPlus

Opis

To kompaktowa drukarka komputerowa, tworząca na specjalnym papierze mikrokapsułkowym jednostronny wypukły wydruk, który dotykiem może odczytać osoba z niepełnosprawnością wzroku. Takiej drukarki można używać zarówno do uzyskiwania różnego rodzaju wypukłej grafiki, jak i wypukłego tekstu napisanego brajlem. Dzięki zastosowaniu technologii termicznej drukarka pracuje cicho.



Wygrzewarka PIAF

Opis

Wygrzewarka do specjalnego papieru pęczniejącego. Na tym papierze miejsca zaznaczone na czarno stają się wypukłe. Można więc przedstawiać osobom niewidomym grafikę i pismo wypukłe.

Piaf odznacza się wyjątkowym bezpieczeństwem użytkowania (posiada aż trzy zabezpieczenia przed przegrzaniem papieru). Pozwala też na wielokrotne wygrzewanie tej samej kartki papieru pęczniejącego, co pozwala na bieżącą pracę z niewidomym.

Ponadto dzięki specjalnej konstrukcji pozwala na bardzo szybką pracę (kolejny dokument można wprowadzać po sygnale, w trakcie, kiedy jeszcze poprzedni jest w maszynie).

Zalety:

- urządzenie przeznaczone do wykonywania grafiki i pisma wypukłego na papierze pęczniejącym
- przydatny we wczesnej edukacji do rozpoznawania kształtów i nauki pisania, a w życiu codziennym umożliwia dostęp do informacji graficznych w prawie wszystkich dziedzinach życia, szczególnie matematyki i nauk ścisłych
- pod wpływem temperatury miejsca zaznaczone na czarno stają się wypukłe i dzięki temu osoba niewidoma lub słabowidząca może odczytać wypukłości palcami
- trzystopniowy zakres temperatury (niski, średni, wysoki), im wyższy poziom temperatury tym wypukłość dokumentu jest większa
- sygnał dźwiękowy informuje, kiedy włożyć następny arkusz



Zegarek Bradley Mesh Rose Gold

Opis

To luksusowy zegarek o charakterystycznym dla marki Eone, minimalistycznym, eleganckim i nietuzinkowym wyglądzie. Połączenie ciepłych odcieni matowego, różowego złota i srebrzystej bieli cyferblatu z matowym, różowym złotem siatkowej, delikatnej, stalowej bransolety sprawia, że zegarek ten charakteryzuje się niezwykle lekkością i jest jednym z piękniejszych zegarków linii Bradley. Znaczniki godzin Bradley Mesh Rose Gold są wypukłe i mają kształt grubych kresiek. Grubsze i większe dotykowe kreski znajdują się na godzinach szóstej, dziewiątej i trzeciej. Wyraźny, trójkątny znacznik znajduje się na godzinie dwunastej. Unikatowym rozwiązaniem we wszystkich zegarkach Bradley firmy Eon jest wskazywanie godzin i minut za pomocą namagnesowanych kulek, poruszających się w osobnych łożyskach. Kulka poruszająca się w łożysku znajdującym się wewnątrz tarczy zegarka wskazuje minuty, zaś kulka poruszająca się w łożysku na zewnętrznej krawędzi tarczy wskazuje godziny. Bradley Mesh Rose Gold jest odporny na krótkotrwały kontakt z wodą, np. zachłapanie, w deszczu lub podczas mycia rąk.

Zegarek nosi nazwę Bradley na cześć porucznika Bradley'a Snyder'a, oficera amerykańskiej marynarki wojennej. Snyder stracił wzrok w wyniku wybuchu miny pułapki, którą rozbrajał w czasie działań wojennych w Afganistanie. Porucznik Bradley Snyder, współtwórca zegarka, jest także zdobywcą dwóch złotych i srebrnego medalu w pływaniu na paraolimpiadzie w Londynie 2012.



Zegarek Bradley Mesh Black

Opis

Bradley Mesh Black to wyjątkowej urody zegarek. Został wyposażony w czarny, tytanowy korpus i czarny tytanowy cyferblat. Blasku cyferblatowi dodają znaczniki godzin pokryte czarną, połyskliwą emalią. Całości dopełnia czarna bransoletka ze stali nierdzewnej o delikatnym splocie. Urządzenie umożliwia osobom niewidomym dyskretne sprawdzanie czasu. Znaczniki godzin są wypukłe i mają kształt grubych kresiek. Grubsze i większe dotykowe kreski znajdują się na godzinach szóstej, dziewiątej i trzeciej. Wyraźny, trójkątny znacznik znajduje się na godzinie dwunastej. Unikatowym rozwiązaniem we wszystkich zegarkach Bradley firmy Eon jest wskazywanie godzin i minut za pomocą namagnesowanych kulek, poruszających się w osobnych łożyskach. Kulka poruszająca się w łożysku znajdującym się wewnątrz tarczy zegarka wskazuje minuty, zaś kulka poruszająca się w łożysku na zewnętrznej krawędzi tarczy wskazuje godziny. Zegarek Bradley Mesh Black jest wytrzymały na zachłapanie wodą podczas deszczu lub mycia rąk, jednak nie jest wystarczająco wodoodporny, by można było uprawiać w nim sporty wodne, pływać lub kąpać się. Obudowa nie jest odporna na zarysowania.

Zegarek nosi nazwę Bradley na cześć porucznika Bradley'a Snyder'a, oficera amerykańskiej marynarki wojennej. Snyder stracił wzrok w wyniku wybuchu miny pułapki, którą rozbrajał w czasie działań wojennych w Afganistanie. Współtwórca zegarka, porucznik Bradley Snyder jest też zdobywcą dwóch złotych i srebrnego medalu w pływaniu na paraolimpiadzie w Londynie 2012.



Sunu Band

Opis

Sunu Band – urządzenie wspomagające orientację osób niewidomych i słabowidzących. Korzystając z radaru i rzeczywistości rozszerzonej, Sunu Band pozwala osobom z wadami wzroku i niewidomym podróżować z pewnością siebie. Użytkownik otrzymuje informacje zwrotne o otaczających go przeszkodach, a współpraca z telefonem pozwala wykorzystać możliwości nowoczesnej nawigacji.

Zaprojektowany dla osób, które nie mogą korzystać z wzroku Sunu Band pozwala chodzić i podróżować z pewnością. Sunu Band to jedyne inteligentne urządzenie, który poprowadzi użytkownika omijając przeszkody. Wykorzystuje sonar lub echolokację do wykrywania obiektów znajdujących się w odległości do 1,5 do 5,5 metra. Dotykowo informuje wibracjami, jak blisko (lub daleko) znajduje się od przeszkody. Sunu jest idealnym uzupełnieniem białej laski, psa przewodnika i pomaga osobom niewidomym i słabowidzącym. To inteligentne urządzenie zwiększa pewność siebie użytkownika i redukuje liczbę wypadków oraz uderzeń klatki piersiowej, ramion i głowy. Sunu Band to jedyna inteligentna pomoc w podróżowaniu posiadające więcej wbudowanych czujników niż jakiegokolwiek inne urządzenie na rynku. Przeglądaj i nawiguj w nieznanym miejscu dzięki kompasowi dotykowemu Sunu Band, wyszukiwarce lokalizacji i aplikacji ułatwiającej nawigację GPS. Teraz możesz cieszyć się swobodą, zawsze wiedząc, gdzie jesteś, co jest wokół ciebie i jak się tam dostać dzięki Sunu Band.



TEMPUS - damski zegarek mówiący

Opis

To solidny zegarek mówiący wykonany z metalu, dostępny na skórzanym pasku lub stalowej bransolecie. Eleganckie połączenie tradycyjnego zegarka analogowego z funkcjonalnością zegarka mówiącego tworzą nowe unikalne rozwiązanie. Dzięki pełnemu udźwiękowieniu oraz czytelnemu cyferblatowi Tempus jest doskonale przystosowany do potrzeb użytkowników z wadami wzroku, a dzięki swojej prostocie i wyraźnej mowie jest idealnym prezentem dla seniora. Na bocznej krawędzi zegarka znajdują się trzy kontrolki: tradycyjne pokrętło służące do ustawiania wskazówek, wypukły przycisk uruchamiający wypowiadanie godziny i daty oraz wklęsły przycisk służący do ustawiania części mówiącej. Pojedyncze naciśnięcie wypukłego przycisku powoduje wypowiadanie godziny, natomiast ponowne naciśnięcie wypowiadanie daty. Dzięki temu, że wszystkie funkcje zegarka posiadają komunikaty głosowe, urządzenie jest w pełni dostępne dla osób niewidomych. Aby ustawić czas, należy wcisnąć wklęsły klawisz, zostanie to potwierdzone komunikatem: ustaw godzinę. Następnie należy wcisnąć sekwencyjnie wypukły klawisz, aby wybrać odpowiednią godzinę. Tę samą procedurę należy powtórzyć, aby ustawić minuty, datę oraz budzik.



TEMPUS - męski zegarek mówiący

Opis

To solidny zegarek mówiący wykonany z metalu, dostępny na skórzanym pasku lub stalowej bransolecie. To eleganckie połączenie tradycyjnego zegarka analogowego z funkcjonalnością zegarka mówiącego tworzą nowe unikalne rozwiązanie. Dzięki pełnemu udźwiękowieniu oraz czytelnemu cyferblatowi Tempus jest doskonale przystosowany do potrzeb użytkowników z wadami wzroku, a dzięki swojej prostocie i wyraźnej mowie jest idealnym prezentem dla seniora. Na bocznej krawędzi zegarka znajdują się trzy kontrolki: tradycyjne pokrętło służące do ustawiania wskazówek, wypukły przycisk uruchamiający wypowiadanie godziny i daty oraz wklęsły przycisk służący do ustawiania części mówiącej. Pojedyncze naciśnięcie wypukłego przycisku powoduje wypowiadanie godziny, natomiast ponowne naciśnięcie wypowiadanie daty. Dzięki temu, że wszystkie funkcje zegarka posiadają komunikaty głosowe, urządzenie jest w pełni dostępne dla osób niewidomych. Aby ustawić czas, należy wcisnąć wklęsły klawisz, zostanie to potwierdzone komunikatem: ustaw godzinę. Następnie należy wcisnąć sekwencyjnie wypukły klawisz, aby wybrać odpowiednią godzinę. Tę samą procedurę należy powtórzyć, aby ustawić minuty, datę oraz budzik.



Apple iPhone 12

Opis

- iPhone posiada prędkość 5G, chip A14 Bionic oraz wyświetlacz OLED Super Retina XDR z warstwą szkła Ceramic Shield.
- Kolor obudowy: Niebieski
- Data premiery modelu: 2020

Specyfikacja:

- Pamięć wbudowana 64GB
- Wyświetlacz Super Retina XDR 6,1"
- OLED, HDR, True Tone, Haptic Touch w rozdzielczości 2532 x 1170 pikseli, 460 pikseli na cal
- Procesor A14 Bionic
- 10 rdzeni, system Neural Engine nowej generacji
- Podwójny aparat 12 Mpix z obiektywem szerokokątnym i ultraszerokokątnym, optyczną stabilizacją obrazu, wideo w 4K oraz Dolby Vision
- Aparat przedni 12 Mpix
- Face ID
- Odporność na zachlapania, wodę i pył
- Klasa IP68 (maksymalna głębokość 6m do 30 minut)
- System operacyjny iOS 14 lub nowszy, z darmową aktualizacją



Apple iPhone 13 MINI

Opis

iPhone 13 mini. Szybki chip A15 Bionic. Trwała konstrukcja. Superszybkie 5G i jaśniejszy wyświetlacz Super Retina XDR.



Korzyści:

- Wyświetlacz Super Retina XDR 5,4 cala
- Tryb filmowy zmniejszający głębię ostrości i automatycznie wprowadzający przeostrzenia w wideo
- Zaawansowany system dwóch aparatów 12 MP z obiektywem ultraszerokokątnym i szerokokątnym
- Style fotograficzne, Inteligentny HDR 4, Tryb nocny, nagrywanie wideo 4K Dolby Vision HDR
- Przedni aparat TrueDepth 12 MP z Trybem nocnym i możliwością nagrywania wideo 4K Dolby Vision HDR
- Chip A15 Bionic zapewniający błyskawiczne działanie
- Nawet 17 godzin odtwarzania wideo
- Trwała konstrukcja z Ceramic Shield
- Najwyższa w branży klasa wodoodporności IP68
- Technologia 5G do superszybkiego pobierania i strumieniowania w najwyższej jakości
- System iOS 15 pełen nowych funkcji, dzięki którym z iPhonem można zdziałać więcej niż kiedykolwiek
- Obsługa akcesoriów MagSafe do łatwego podłączania i szybszego ładowania bezprzewodowego

Apple iPad Air 2022 10,9"

Opis

- Ekran: 10,9 cala, Liquid Retina, 2360 x 1640 pikseli
- System operacyjny: iPadOS 15
- Pamięć RAM i dysk: 8GB RAM + dysk 64 GB
- Procesor: Apple M1, 8-rdzeniowy
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ax

Wyświetlacz


- Przekątna ekranu: 10,9 cala
- Rozdzielczość ekranu: 2360 x 1640 pikseli
- Format ekranu: 4:3
- Jasność ekranu: 500 nitów
- Typ matrycy: Liquid Retina
- Funkcje ekranu: Multi-touch 10 punktowy, powłoka odporna na odciski palców, wyświetlacz Retina, matryca IPS, pełna laminacja wyświetlacza, powłoka antyodblaskowa, szeroka gama kolorów (P3), technologia True Tone

Komunikacja

- Standard Wi-Fi: 802.11ax
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Modem: Nie

Funkcje dodatkowe

- Aparat przedni: 12 Mpix
- Rozdzielczość kamery przedniej: 12 Mpix
- Funkcje aparatu: 5x zoom cyfrowy, autofocus, FaceTime, funkcja Focus Pixel, GeoTagging, nagrywanie filmów 4K 2160p, samowyzwalacz, stabilizacja wideo, tryb HDR dla zdjęć, tryb panoramy, wykrywanie twarzy, zdjęcia seryjne
- Czujniki: barometr, czujnik odcisków palca, czujnik oświetlenia, przyspieszeniometer, żyroskop



Samsung Galaxy S21 FE 5G

Opis

Długo działająca bateria. Łączność 5G. Profesjonalny aparat Galaxy S21 FE 5G zapewnia niewiarygodnie realistyczne zdjęcia i filmy z najwyższym poziomem szczegółowości. Bez problemu zrobisz zdjęcia studyjnej jakości w prosty sposób.

Specyfikacja:

- Pamięć RAM: 6 GB
- Pamięć wbudowana: 128 GB
- Waga: 177 g
- Wymiary: 155.7 x 74.5 x 7.9 mm
- Typ ekranu: Dynamic AMOLED
- Przekątna (cale): 6.4"
- Rozdzielczość (piksele): 1080 x 2340 px
- Internet: LTE do 1600Mbps
- Procesor: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888, 2,84 GHz
- System: Android v.12.0
- Typ karty SIM: nanoSIM
- Dual SIM: Tak
- Aparat przedni: 32 Mpix
- Aparat tylny: 12 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix
- Zasilanie: Li-Ion 4500 mAh, USB-C
- NFC: Tak
- Odporny na pył i wodę




Apple MacBook Air M1

Opis

Model z czipem M1 jest ultraprzenośny, szybki i wydajny, a do tego ma bezszelestną konstrukcję pozbawioną wentylatora oraz piękny wyświetlacz Retina.

Specyfikacja:

- Procesor: Apple M1 (8 rdzeni, ARM)
- Pamięć RAM: 8 GB
- Dyski SSD PCIe (włutowane): 256 GB
- Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS, Retina
- Przekątna ekranu: 13,3"
- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1600 (WQXGA)
- Karta graficzna: Apple M1 [7 rdzeni]
- Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, wbudowane trzy mikrofony
- Kamera internetowa: FaceTime HD; 1.0 Mpix
- Łączność: Wi-Fi 6; Moduł Bluetooth
- Złącza: USB Typu-C (z Thunderbolt™ 3) - 2 szt.; Wyjście słuchawkowe/głośnikowe-1 szt.
- Czytnik linii papilarnych
- Podświetlana klawiatura
- Czujnik światła
- System operacyjny: macOS Big Sur
- Rok premiery: 2020
- Wysokość: 16,1 mm
- Szerokość: 304 mm
- Głębokość: 212 mm
- Waga: 1,29 kg



Acer TravelMate Vero

Opis

TravelMate Vero to przyjazny środowisku komputer, który nie odbiega od konkurencji pod względem wydajności i dostępnych funkcji. Korzystając z wydajnego procesora, zabezpieczeń i opcji zarządzania, Twoja organizacja może zaangażować się w działania na rzecz środowiska dzięki ekologicznemu laptopowi, który powstał z myślą o pracy zarówno w biurze, jak i poza nim.

Specyfikacja:

- Ekran: 15.6", 1920 x 1080px, 60Hz
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
- Wielkość pamięci RAM [GB]: 20
- Dysk: 980GB SSD M.2
- Procesor: Intel Core i5-1155G7
- System operacyjny: Windows 11 Home
- Szybkość procesora: 2.50Ghz
- Rdzeń procesora: czterordzeniowy
- Waga: 1.8 kg
- Touchpad
- Podświetlana klawiatura
- Czytnik linii papilarnych
- Wbudowana kamera
- Wysokość: 17.90 mm
- Szerokość: 363.4 mm
- Głębokość: 238.5 mm
- Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics
- Pamięć karty graficznej: Współdzielona z pamięcią RAM
- Karta dźwiękowa: Zintegrowana
- Wbudowane głośniki, mikrofon
- Wi-Fi - standard: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
- Złącze USB 3.1 Typ C: 1
- Liczba złączy USB 3.0: 2
- Liczba złączy USB 2.0: 1
- Wyjście HDMI: obecne
- Pozostałe złącza: 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Gniazdo Kensington Lock



Acer TravelMate P2 14

Acer TravelMate P2 14 to lekki i wydajny laptop stworzony z myślą o codziennej pracy, edukacji i mobilności. Wyposażony w mocny procesor, szybki dysk SSD oraz solidną baterię, zapewnia komfort i niezawodność w każdej sytuacji. Kompaktowa 14-calowa obudowa sprawia, że łatwo zabrać go ze sobą do szkoły, biura czy na uczelnię.

Najważniejsze cechy:

- **14-calowy ekran** – przejrzysty i wygodny do pracy
- **Wydajny procesor** – płynne działanie systemu i aplikacji
- **Dysk SSD** – szybkie uruchamianie i dostęp do plików
- **Długi czas pracy na baterii** – mobilność bez ograniczeń
- **Lekka i solidna konstrukcja** – idealny do pracy w podróży



Acer Aspire 15

Acer Aspire 15 to wszechstronny laptop z dużym, czytelnym ekranem, który zapewnia wygodę w codziennym użytkowaniu. To solidne urządzenie do nauki, pracy biurowej i multimedii, idealne także dla osób z niepełnosprawnościami dzięki możliwości instalacji oprogramowania wspierającego. Aspire 15 łączy wydajność, prostotę obsługi i komfort dużego ekranu w przystępnej formie.

Najważniejsze cechy:


- **15,6-calowy ekran** – większa przestrzeń robocza i wygoda dla wzroku
- **Wydajny procesor** – płynna praca z programami i aplikacjami
- **Dysk SSD** – szybkie uruchamianie systemu i błyskawiczny dostęp do plików
- **Dobra bateria** – stabilna praca przez wiele godzin
- **Wszechstronność** – sprawdzi się w edukacji, pracy i rozrywce



Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Opis

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzie do robienia notatek. Oferuje rozległy wyświetlacz o przekątnej 10,4" oraz smukły i lekki korpus. Posiada także w pełni gotowy do komfortowej pracy rysik S Pen. Możesz go używać zupełnie tak, jak chcesz - do rysowania, grania, podczas oglądania filmów czy do nauki.



ZESTAW BABY CRY z zegarem alarmowym Visit Pro

Opis

Czujnik płaczu dziecka poinformuje Cię natychmiast, gdy dziecko będzie Cię potrzebowało, nawet jeśli śpi kilka pokoi dalej. Wysyła sygnał do zegara alarmowego, który powiadamia za pomocą głośnego dźwięku (do 100dB), wibracji i kolorowych diod, dzięki czemu zawsze jesteś blisko dziecka. Niezawodna transmisja do 250 m.

Zestaw składa się z:

- BE 1491- Czujnik płaczu dziecka BabyCry

Czujnik aktywuje się, kiedy Twoje dziecko Cię potrzebuje, nawet gdy śpicie kilka pomieszczeń od siebie. Czujnik przekazuje sygnał do odbiornika, który informuje dźwiękiem, światłem i wibracją (w zależności od wybranego odbiornika). Działa na odległość 200 metrów, istnieje możliwość ustawienia personalnego - dla każdego dziecka inny sygnał. Zasilanie baterią pracującą do 1 roku. Wymiary 80x145x36 mm, waga 190 g.

- BE 1370- zegar alarmowy Visit z poduszką wibracyjną

Cyfrowy zegar, który jest budzikiem jak i sygnalizatorem systemu Visit 868. Oznacza to, że może informować o dzwonku do drzwi, telefonie, pożarze i płaczu dziecka, jak również stanowi zaawansowany budzik. Wyposażony jest w alarm których poziom dochodzi do 100 dB i zawiera różne częstotliwości, aby był słyszalny dla osób z różnymi ubytkami słuchu. Zdarzenia dodatkowo sygnalizowane są błyskami 4 diod LED. W zestawie znajduje się również poduszka wibracyjna z sygnalizacją dźwiękową. Ponadto do zegara można podłączyć telefon i matę kontaktową lub czujnik magnetyczny. W przypadku braku zasilania automatycznie przechodzi na awaryjne zasilanie akumulatorowe.




ZESTAW POWIADAMIANIA O OTWORZENIU DRZWI/OKNA

Opis

Zestaw powiadomi się o otwarciu drzwi lub okna.

Czujnik telefoniczny służy do rozpoznawania dzwonka telefonu stacjonarnego - wystarczy podłączyć go za pomocą rozdzielacza i dołączonego do zestawu kabla telefonicznego do gniazdka telefonu. Kiedy telefon zaczyna dzwonić, czujnik przesyła sygnały do wszystkich sygnalizatorów w zasięgu. Czujnik ten nazywany jest wielofunkcyjnym, ponieważ posiada jeszcze kilka dodatkowych opcji. Jedną z nich jest możliwość podłączenia różnych akcesoriów, takich jak czujnik magnetyczny lub mata dotykowa poprzez zewnętrzne wejście. Elektryk może również podłączyć bezpośrednio (za pomocą kabli) dzwonek do drzwi z wejściem wewnętrznym czujnika telefonicznego. Trzecią opcją jest skorzystanie z czerwonego przycisku, który może służyć nie tylko jako przycisk testowy do demonstracji działania systemu, ale może również być wykorzystany jako przycisk alarmowy do komunikacji między 2 osobami (podobnie jak dzwonek do drzwi BE1420). W jednym domostwie mogą być używane maksymalnie 4 czujniki telefoniczne - każdy z nich po odpowiednim ustawieniu będzie wysyłał do nadajnika inny sygnał, tak aby użytkownik wiedział czy dzwoni telefon 1, telefon 2 itd.



TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI UKŁADU ODDECHOWEGO



Koncentrator Tlenu EverFlo Philips Respironics

Opis

To aparat tlenowy przeznaczony dla pacjentów stosujących terapię wspomagania tlenem.

Koncentrator tlenu EverFlo idealnie sprawdza się w warunkach domowych, poradniach Domowego Leczenia Tlenem (DLT) jak i w środowisku szpitalnym. Koncentrator tlenu produkuje tlen w sposób ciągły, rozbijając otaczające nas powietrze na cząsteczki i oddzielając tlen od azotu. Tlenoterapia może być prowadzona przez kaniulę nosową lub maskę tlenową.

Koncentrator tlenu EverFlo zapewnia terapię tlenową o przepływie od 0,5 l/min do 5 l/min. przy bardzo cichej pracy. Posiada alarmy wizualne i dźwiękowe spadku stężenia tlenu poniżej 82%. Zaletą koncentratora tlenu EverFlo jest waga, która wynosi zaledwie 14 kg.

Instrukcja obsługi

